



Madagascar

Grande scooter
com amortecimento

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SCACMADAGA260H45G40R

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova scooter **Madagaskar**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes da cadeira	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Recursos do produto	5
4 — Precauções e avisos	7
5 — Uso da scooter	8
6 — Utilização do comando remoto bluetooth.....	12
7 — Método de carregamento e precauções.....	13
8 — Inspeção diária e ajustes	14
9 — Tabela de avarias comuns.....	14
10 — Garantia.....	15

1. PARTES DA CADEIRA



	Explicação
1	Estado da bateria
2	Velocidade de condução
3	Desligar/ligar
4	Marcha-atrás
5	Regulação de velocidade mais elevada
6	Regulação de velocidade mais baixa
7	Sinal de mudança de direção à esquerda (um clique)
8	Luzes de emergência (manter)
9	Buzina
10	Faros baixos e altos
11	Luz de presença
12	Direito Turn Signal
13	Avançar



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SCOOTER GRANDE COM AMORTECIMENTO E ECRÃ DE 7"

A scooter Madagascar destaca-se pelo seu design elegante e desempenho excepcional.

Com um potente motor de 500 W e quatro baterias de gel de 20 Ah, oferece uma experiência de condução incomparável, com uma autonomia de 25 a 30 km e uma velocidade máxima de 15 km/h. O seu sistema de amortecimento nas quatro rodas garante um passeio suave e seguro.

O ecrã tátil de 7 polegadas fornece informações essenciais como a velocidade, a capacidade da bateria e a distância percorrida. Além disso, o seu avançado sistema de colunas integrado permite-lhe desfrutar de música, com conectividade Bluetooth e rádio integrado.

Equipado com sistema de iluminação LED completo e assento almofadado com profundidade regulável e encosto reclinável.

3. RECURSOS DO PRODUTO



INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	63 cm
Profundidade total	136 cm
Altura total	150 cm
Largura total dobrada	65 cm

Peso

Peso total	90 kg
Peso máximo suportado	120 kg

Materiais

Alumínio

Cor

Vermelho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento	50 cm
Profundidade do assento	40 cm
Tipo de assento	Ajustável em profundidade

Apoio de braço

Comprimento do apoio de braço	32 cm
Largura do apoio de braço	8 cm
Tipo de apoio de braço	Dobrável e ajustável em inclinação

Encosto

Largura do encosto	46 cm
Altura do encosto com encosto de cabeça	72 a 77 cm
Tipo de encosto	Reclinado

Rodas


Medidas das rodas	Ø 32 cm
Largura da roda	10 cm
Tipo de roda	Insufláveis

Motor

Potência do motor	500 W
Bateria	4 x 20 Ah (gel)
Número de baterias	4
Velocidade máxima	15 km/h
Autonomia	25 - 30 km
Tempo de carregamento	±8 horas

Outros recursos

Altura até ao topo da plataforma	20 cm
Altura máxima do lancil	16 cm
Amortecimento	4 rodas
Buzina	Sim
Sinais dianteiros, traseiros e de direção	Sim
Inclinação máxima de subida	20°
Pára-choques	Dianteiro e traseiro
Raio de viragem	200 cm
Rodas anti-tombamento	Sim
Tipo de freio	Eletromagnético



Luzes LED



Ecrã sensível ao toque de 7"



Assento ajustável

4. PRECAUÇÕES E AVISOS

Ligar e desligar: Introduza a chave na ignição e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio. A luz de alimentação será ativada no ecrã, indicando que a fonte de alimentação está ligada.

Condução Segura: Viaje na faixa de veículos não motorizados a baixa velocidade para garantir a sua segurança e a segurança dos outros.

Arranque e funcionamento: Após estacionamento prolongado, ajuste novamente a velocidade para corresponder à situação do seu ambiente.

Ao ligar a scooter, puxe a alavanca com a mão esquerda para trás lentamente a uma velocidade uniforme. Ajuste a potência de saída de acordo com a velocidade desejada. Ao fazer marcha-atrás, ajuste a potência para a velocidade mais baixa.

Dicas para uma utilização eficiente: Conduza de forma uniforme e gradual contra o vento ou em subidas para evitar carga excessiva no motor e na bateria.

Na época das chuvas, evite molhar o motor e a bateria mantendo-se fora da linha central da roda traseira.

Evite operar o controlo de velocidade e o travão simultaneamente para evitar a sobrecarga do motor e danos noutras peças.

Evite terrenos irregulares ou íngremes para evitar vibrações que possam afetar as peças elétricas. Conformidade com os regulamentos de trânsito:



CUIDADO

Evite a aceleração instantânea para garantir a segurança na condução e proteja o motor e a bateria. Para manter a scooter Madagascar em ótimas condições, é imprescindível a troca do óleo do motor a cada 5.000 km ou a cada 12 meses, além de certificar-se de injetar o óleo da caixa de velocidades correspondente.

Lembre-se sempre de conduzir em segurança e de seguir as instruções para maximizar a durabilidade e o desempenho da sua scooter elétrica Madagascar.

Controlo de velocidade: Evite acelerar instantaneamente para garantir a segurança na condução e proteger o motor e a bateria.

Manutenção Diferencial: Este veículo possui um motor diferencial no eixo traseiro. A combinação de engrenagens no diferencial requer lubrificação com óleo de engrenagem, vulgarmente conhecido como óleo de caixa de velocidades.

Recomenda-se a troca do óleo da engrenagem a cada 12 meses em condições normais de condução para manter o desempenho diferencial ideal e prolongar a vida útil do veículo.

4.1. REGRAS E PRECAUÇÕES PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

- Siga rigorosamente as regras de trânsito e conduza na faixa de rodagem de acordo com as regras de trânsito.
- É estritamente proibido transportar adultos e crianças no veículo.
- Evite pendurar objetos no guiador para garantir o controlo adequado e seguro do veículo.
- À chuva, use um poncho em vez de um guarda-chuva. Não opere o veículo com uma só mão.
- Não limpe o veículo diretamente com água. Evite lavar com pistolas de água de alta pressão para evitar curto-circuitos elétricos devido à humidade.
- Evite acelerar em descidas. A altas velocidades, não trave repentinamente nem conduza com uma mão para evitar riscos devido à mudança do centro de gravidade.
- Não desmonte a carroçaria do veículo sem autorização, pois pode criar potenciais riscos e ameaças à segurança.
- Antes de conduzir, certifique-se de que os sistemas de retenção estão seguros e fiáveis para evitar acidentes.
- Evite conduzir em terrenos irregulares, lama, gravilha e passagens perigosas para evitar o risco de rebentamento de pneus e danos no veículo.

5. USO DA SCOOTER

5.1. UTILIZANDO AS ALAVANCAS DE DIREÇÃO

Para a frente: puxe suavemente a alavanca de arranque direita para mover o veículo para a frente. Empurre a alavanca suavemente para parar.



Marcha-atrás: Puxe suavemente a alavanca de marcha-atrás esquerda para fazer marcha-atrás com o veículo. Empurre a alavanca suavemente para parar.




5.2. ENCOSTO RECLINÁVEL

Para reclinar o encosto, puxe a alavanca para cima e ajuste-a de acordo com a sua preferência.



5.3. AJUSTE DO ASSENTO

No lado direito da scooter encontrará uma alavanca por baixo do assento. Puxe a alavanca para cima e mova o banco para trás ou para a frente de acordo com a sua preferência.



5.4. DESCONEXÃO DO MOTOR

A alavanca de libertação do motor está localizada na parte traseira esquerda da scooter. Esta alavanca permite desengatar o mecanismo de direção e colocar a scooter no modo de 'roda livre'. Para desengatar a transmissão, empurre a alavanca para a frente até à posição de paragem (indicada pela direção 'N').

Basta empurrar a alavanca em direção à parte traseira da scooter para voltar a engrenar o mecanismo de direção (posição 'D'). A scooter não funcionará quando a alavanca estiver na posição desengatada. A scooter deve ser desligada e ligada utilizando a chave de ignição para reiniciar os circuitos antes de ser retomada a operação normal. A scooter emitirá um sinal sonoro contínuo se o travão for desengatado quando é ligada.

É proibido desligar o motor enquanto este estiver a trabalhar.



5.5. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Dispõe de um sistema completo de iluminação LED, incluindo luzes de presença, médios e máximos, bem como piscas e luzes de perigo para uma visibilidade ideal em qualquer situação.


Luzes de presença: Estas luzes permanecem constantemente acesas enquanto o veículo está em movimento e não podem ser desligadas



Farol baixo: Para ativar o farol baixo da scooter Madagaskar, pressione o botão indicado



Máximos: Para ativar os máximos da scooter Madagaskar, pressione o botão indicado.



Sinais de direção: Prima o botão "←" para sinalizar a curva à esquerda e o botão "→" para sinalizar a curva à direita.




Luzes de perigo: Pressione e mantenha pressionado o botão "↻" para ativar as luzes de perigo. Para os desativar, pressione e mantenha pressionado o botão.



5.6. CONTROLO DE VELOCIDADE

A scooter Madagaskar atinge uma velocidade máxima de 15 km/h. Pode ajustar a velocidade utilizando os botões no painel de controlo.

Aumento de velocidade: para aumentar a potência, pressione o botão indicado. A percentagem de potência será mostrada no ecrã, onde 100% representa a velocidade máxima.



Redução de velocidade: Para reduzir a potência, pressione o botão seguinte. A percentagem de potência será mostrada no ecrã, onde 5% representa a velocidade mínima.



5.7. LIGAÇÃO USB

Está equipado com uma prática tomada de carregamento USB, permitindo-lhe manter o seu telemóvel carregado enquanto se desloca. Além disso, possui um compartimento dedicado para que possa deixar o seu dispositivo enquanto carrega, mantendo-o sempre acessível.




5.8. SINCRONIZAÇÃO BLUETOOTH

Ative o bluetooth no seu dispositivo: Antes de emparelhar o seu dispositivo móvel com a scooter Madagascar, certifique-se de ativar a função bluetooth no seu dispositivo.



Emparelhamento: Procure o dispositivo "iMotor" entre os dispositivos bluetooth disponíveis e efetue o emparelhamento.



Confirmação: No ecrã da scooter Madagascar será apresentada a confirmação do emparelhamento.



Vídeo Como funciona a scooter Madagascar?

Digitalize o código QR para ver o vídeo explicativo

Facilitemos-lhe, assista ao vídeo e descubra o operação de Madagascar!



5.9. CONFIGURAÇÕES DE EXIBIÇÃO

Activar o modo multimédia: Prima e mantenha premido o botão "P" para entrar no modo multimédia. Uma vez ativado, verá o modo.



Mudança de modo multimédia: A scooter Madagascar oferece vários modos multimédia disponíveis, incluindo música Bluetooth e rádio. Para alternar entre modos, pressione o botão "P".



Modo rádio: para ajustar a sintonia, pressione os botões "◀" e "▶" para seleccionar a estação pretendida.



Modo música: Para mudar de música, pressione os botões "◀" e "▶" para seleccionar a música.




Ativar/Pausar: Se estiver a ouvir música e quiser ativar ou pausar a reprodução, basta premir o botão "▶/||".



Alteração de volume: Para ajustar o volume dos altifalantes da scooter Madagascar, pressione os botões "+" e "-" para aumentar ou diminuir o volume respetivamente.



Desactivar o modo multimédia: Prima e mantenha premido o botão "P" para sair do modo multimédia. Uma vez desativado, verá o texto "multimédia desligado" no lado direito do ecrã.



5.10. INFORMAÇÕES DA TELA

Além dos modos multimédia, o ecrã da scooter Madagascar exibe as seguintes informações:

Trip (distância da viagem):

O modo 'trip' mostra a distância percorrida desde o momento em que a scooter foi ligada até ao momento atual. Fornece o total de quilómetros percorridos durante a viagem atual.




ODO (quilometragem total):

A função "ODO" regista todos os quilómetros percorridos pelo seu veículo ao longo da sua vida útil. Estes dados são apresentados brevemente cada vez que a scooter é ligada.



Cronómetro (tempo de viagem):


Na parte superior do ecrã, o cronómetro indica o tempo desde que a scooter foi ligada durante a viagem atual.




6. UTILIZAÇÃO DO COMANDO REMOTO BLUETOOTH

6.1. LIGAR E DESLIGAR REMOTAMENTE


Oferece um comando remoto Bluetooth que permite gerir convenientemente a scooter à distância. Ligue e desligue a scooter sem ter de inserir a chave na ignição, além de ativar e desativar o alarme do sistema anti-roubo com facilidade.



Arranque remoto: pPressione o botão indicado para iniciar a scooter Madagáscar remotamente. Ao fazê-lo, não será necessário inserir as chaves na ignição.




Desligar à distância: Prima o botão indicado para desligar a scooter remotamente.



6.2. SISTEMA DE ALARME

A scooter Madagaskar oferece a opção de ativar um eficiente sistema anti-roubo. Assim que o alarme for ativado, se o veículo for desligado e for detetado movimento, o alarme será ativado com um som alto e persistente até que seja desarmado com sucesso ou a manipulação não autorizada seja interrompida.


Ativação do Alarme: Pressione o botão indicado para ativar o alarme da scooter. Se a scooter estiver desligada e detetar movimento, o alarme será ativado, emitindo um som estridente como medida de segurança.



Silenciar Alarme: Se o alarme estiver a tocar, pressione o botão indicado e este irá parar de tocar imediatamente.



Desativação do Alarme: Para desativar o alarme, pressione o botão seguinte e o alarme será desativado na sua scooter Madagaskar.



7. MÉTODO DE CARREGAMENTO E PRECAUÇÕES

Baixas temperaturas, terreno irregular e peso do utilizador podem afetar o desempenho da bateria. O medidor de bateria é apenas um guia para o nível de carga restante nas baterias e dar-lhe-á a melhor indicação enquanto a scooter estiver em movimento.

As baterias devem ser recomendadas pela TOTAL CARE, caso seja necessária a substituição, um revendedor autorizado TOTAL CARE deverá proceder à substituição da bateria.

7.1. MÉTODO DE CARREGAMENTO:

O indicador do carregador fica "verde" quando a bateria está cheia no estado de carga flutuante. Não há necessidade de cortar a energia em caso de emergência; O indicador "laranja" também pode ser utilizado.

Passos para carregar a bateria:

- Não desligue o interruptor principal do veículo.
- Ligue a ficha de saída do carregador à tomada na carroçaria do veículo.
- Insira a ficha de alimentação do carregador na tomada AV220V.



7.2. INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO:

Quando o carregador é ligado para carregar a bateria, o indicador de carga fica vermelho, indicando que a bateria se encontra no estado de carregamento de corrente constante.

7.3. OUTRAS PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Prevenção de rendimentos indesejados:

- Evite que líquidos e aparas de metal entrem no carregador durante a utilização e armazenamento para evitar curto-circuitos e danos.

Temperatura e Ventilação:

- O carregador irá gerar calor na parte inferior, evite o contacto com itens inflamáveis e explosivos.
- Utilize o carregador num ambiente bem ventilado, evitando especialmente plásticos ou espumas inflamáveis na parte superior e nas laterais do carregador.

Monitorização e Inspeção:

- Durante o processo de carregamento, se detetar odores invulgaes ou a temperatura do carregador estiver acima dos 65°C.



CUIDADO

Não carregue as baterias durante mais de 12 horas. Carregue sempre as baterias numa área interna bem ventilada.

Deve continuar a carregar as baterias mesmo que a scooter não seja utilizada durante um longo período de tempo (2 a 3 semanas). Se não o fizer, pode causar danos permanentes e inutilizar as baterias.

Sempre que possível, não interrompa o ciclo de carregamento até que as baterias estejam totalmente carregadas. A interrupção contínua pode danificar permanentemente as baterias. Se o cabo de carregamento estiver danificado, pare de o utilizar imediatamente e procure um substituto no seu revendedor.

8.

INSPEÇÃO DIÁRIA E AJUSTES

8.1. VERIFICAÇÃO E AJUSTE DO SISTEMA DE TRAVAGEM:

INSPEÇÃO E AFINAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA:

As barras de travão esquerda e direita estão em bom estado? A energia é desligada automaticamente durante a travagem?

Quando circular a 20 km/h, a travagem de emergência deve permitir um estacionamento seguro num raio de 5 m. Se a distância de travagem for longa, ajuste os travões e substitua as pastilhas gastas.

As rodas dianteiras e traseiras não estão ligadas à rede elétrica. A inatividade é normal? Existe resistência ao atrito? Ajuste o sistema de travagem utilizando o parafuso de elevação no cubo do travão para que a mão do travão possa segurar com segurança metade do travão.

A pressão dos pneus dianteiros e traseiros está normal? Infile a tempo se a pressão do ar for insuficiente.

Os piscas esquerdo e direito e as luzes traseiras estão a funcionar corretamente?

A libertação do travão funciona corretamente?

8.2. MUDANÇA DE ÓLEO DO MOTOR:

Para manter a scooter Madagaskar em ótimas condições, é imprescindível a troca do óleo do motor a cada 5.000 km ou a cada 12 meses, além de certificar-se de injetar o óleo da caixa de velocidades correspondente.

9.

TABELA DE AVARIAS COMUNS

Posibles fallos comunes	
Ligue a fonte de alimentação do seu carregador e o carregador não acende a luz	<ul style="list-style-type: none">Se a chave de ignição estiver aberta;Se a ficha de alimentação está inserida;O interruptor elétrico terá avariado.
Ligue a fonte de alimentação, o controlador funciona normalmente, rode a manivela, mas o motor não roda	<ul style="list-style-type: none">Verifique se a linha de controlo direita cai, se o controlador ou a junta do motor caem;A velocidade inicial não é suficiente e é necessária ajuda externa;Se as barras de comutação esquerda e direita estiverem desligadas.
Ascooter é trabalhosa e de baixa velocidade	<ul style="list-style-type: none">Verifique se o travão está bloqueado;Se a pressão dos pneus é adequada;Se a tensão da bateria for suficiente, se for insuficiente, carregue;Se estiver para além da rampa limite ou vento contrário.
A bateria descarrega rapidamente	<ul style="list-style-type: none">Se a bateria ficar colocada durante um longo período, recarregue-a;Se a pressão dos pneus for insuficiente;Verifique se o travão está demasiado apertado;Se a carga da bateria for suficiente;Se a bateria estiver em subida ou contra o vento;Se a temperatura estiver demasiado baixa.
A bateria não pode ser carregada	<ul style="list-style-type: none">Verifique o carregador e a fonte de alimentação, se a ligação da bateria está intacta e fiável;Se a fonte de alimentação externa estiver carregada e a tensão for normal.

10.

GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto por si adquirido está protegido por esta garantia, devido à falta de conformidade do cliente que se manifeste dentro do prazo de 3 anos a contar da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses a partir da compra do produto, de 2 a 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para obter reparações pela falta de conformidade do bem, mas, utilizador deverá demonstrar que o produto apresenta um defeito de fabrico e não por utilização indevida ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia abrange todo o território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos de à disposição do consumidor de acordo com o disposto no Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de abril, que transpõe as diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA EFETIVAR A GARANTIA

Para a efetivação da Garantia, o consumidor deverá dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido, caso a comunicação com o ponto de venda seja impossível, seja por ter fechado ou porque o produto tenha sido adquirido noutra comunidade autónoma, poderá pode contactar diretamente o fabricante por e-mail para info@totalcare-europe.com.

É indispensável a apresentação de cópia da fatura ou recibo de compra, ou guia de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, onde conste claramente o produto adquirido e a data.

O consumidor deverá entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota explicativa da falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por utilização indevida por parte do utilizador pelo não cumprimento das instruções indicadas neste manual ou causados por outros fatores humanos, utilização indevida, colisão com qualquer objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestades ou qualquer evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manipulados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Caso as peças utilizadas não sejam fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não possua ou tenha o seu número de série ou de fábrica alterado ou apagado.
- A garantia não cobre artigos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizada pela TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Legenda



Conformidade Europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consulte o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Scooter grande com amortecedores

V1 · 15/03/2024