



Mikostar

Cadeira manual infantil

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SALMIKOSTAR550

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Ver o nosso website para o modelo actualizado, para ver el modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira manual infantil **Mikostar**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 – Partes da cadeira	4
2 – Descrição do produto	4
3 – Características do produto	5
4 – Diretrizes gerais	6
5 – Inspeção de segurança	9
7 – Garantia.....	11

1. PARTES DA CADEIRA



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A cadeira infantil Mikostar irá adaptar-se à criança, proporcionando mobilidade e conforto. Tem um design divertido, moderno e funcional que irá satisfazer todas as expectativas, tanto as da criança como as dos pais.

CADEIRA INFANTIL FUNCIONAL E SEGURA

A cadeira de criança Mikostar é confortável e leve, uma vez que o seu chassi é feito de alumínio. É uma cadeira que se dobra facilmente para ser transportada para onde se quiser e acompanha a criança em todas as suas aventuras. Vem com apoios de braços dobráveis e apoios de pés fixos reguláveis em altura como padrão. Além disso, também vem com um colete de segurança como padrão.

IRÁ ACOMPANHAR A CRIANÇA EM TODAS AS SUAS AVENTURAS

Graças ao seu peso leve e fácil de dobrar, o Mikostar pode ser facilmente colocado na bagageira.

Além disso, as rodas traseiras estão equipadas com um sistema Quick Release para fácil remoção. Tem também rodas anti-volteio para melhorar a estabilidade da cadeira.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	47 cm
Profundidade total	80 cm
Altura total	84 cm
Altura assento ao chão sem almofada	45 cm
Altura assento ao chão com almofada	51 cm

Peso

Peso total	14,5 kg
Peso máximo suportado	75 kg

Material	Alumínio
----------	----------

Cor	Verde
-----	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento	29 cm
Profundidade do assento	30 cm
Tipo de assento	Fixo

Apoios de braços

Comprimento do apoio de braços	28 cm
Largura do apoio de braços	4 cm
Tipo de apoio de braços	Dobrável

Apoio para os pés

Profundidade do apoio para os pés	28 cm
Tipo de apoio para os pés	Fixos reguláveis em altura

Encosto

Largura do encosto	30 cm
Altura do encosto	33 cm
Tipo de encosto	Fixo

Rodas

Dimensões das roda dianteiras	Ø 10 cm
Dimensões das roda traseiras	Ø 50 cm
Tipo de rodas dianteiras	Sólido
Tipo de rodas frontais	Cabos de arame

Outras características

Tipo de travão	Bloqueio do travão
Tipo de dobragem	Cruzamento simples com 4 estabilizadores
Rodas Anti-tipagem	Sim
Colete de segurança	Sim



Rodas Anti-tipagem



Apoios para os pés fixos e ajustáveis em altura

4. DIRETRIZES GERAIS

4.1 ESTABILIDADE

A posição das rodas dianteiras, a posição das rodas traseiras assim como o estado do utilizador estão directamente relacionados com a estabilidade da cadeira de rodas.

Qualquer mudança para uma ou qualquer combinação das três pode fazer com que a cadeira de rodas se torne menos estável. Estes ajustamentos DEVEM ser feitos por um técnico qualificado.

4.2 INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO

Todas as advertências e precauções neste manual devem ser seguidas, salvo indicação em contrário.

- **NÃO** utilize, **SUBA** ou **DESCA** rampas ou declives com mais de 10 graus.
- **NÃO** operar em estradas, ruas ou auto-estradas.
- **NÃO** tente subir ou descer uma encosta com uma película de água, gelo ou óleo sobre a mesma.
- **NÃO** tente passar por cima de fios ou obstáculos. Se o fizer, a sua cadeira de rodas pode capotar e resultar em lesões corporais ou danos na cadeira de rodas.
- **NÃO** fique em pé sobre a estrutura da cadeira de rodas.
- **NÃO** utilizar o apoio para os pés como plataforma. Ao entrar ou sair da cadeira de rodas, certifique-se de que a plataforma do apoio para os pés está virada para cima.
- **SEMPRE** utilizar os aros de mão para autopropulsão. **NÃO** agarrem as rodas traseiras sozinhos.
- **NÃO** utilizar peças, acessórios ou adaptadores que não sejam os autorizados pelo fabricante.
- A temperatura superficial das cadeiras de rodas pode aumentar se forem expostas a fontes externas de calor (por exemplo, luz solar).

4.3 LIMITAÇÃO DE PESO

A cadeira de rodas da série tem uma limitação de peso de 100 kg.

4.4 SEGURANÇA E MANUSEAMENTO

A segurança e o funcionamento da cadeira de rodas requerem a atenção e o cuidado do utilizador da cadeira de rodas e do acompanhante. Este manual delinea os procedimentos e técnicas mais comuns envolvidos na operação e manutenção seguras da cadeira de rodas. É importante praticar e dominar estas técnicas seguras até se sentir confortável em manobrar em torno de barreiras arquitectónicas que são frequentemente encontradas.

Utilizar esta informação apenas como guia básico. As técnicas discutidas nas páginas seguintes têm sido utilizadas com sucesso por muitos utilizadores. Os utilizadores individuais de cadeiras de rodas desenvolvem frequentemente competências para lidar com actividades da vida diária que podem diferir das descritas neste manual. TotalCare Europe reconhece e encoraja cada indivíduo a tentar o que funciona melhor para superar os obstáculos arquitectónicos que possa encontrar, no entanto **TODAS AS ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES** técnicas dadas neste manual **DEVEN** ser seguidas. As técnicas deste manual são um ponto de partida para o novo utilizador e assistente de cadeira de rodas, e a segurança é a consideração mais importante para todos.

4.5 ESTABILIDADE E EQUILÍBRIO

Para assegurar a estabilidade e o bom funcionamento da sua cadeira de rodas, deve manter sempre o equilíbrio adequado. A sua cadeira de rodas é concebida para permanecer direita e estável durante as actividades diárias normais, desde que não se mova para além do centro de gravidade.

Praticamente todas as actividades que envolvem movimento na cadeira de rodas têm um efeito sobre o centro de gravidade. As cintas de posicionamento dos bancos são recomendadas para segurança enquanto se participa em actividades de mudança de peso.

NÃO se incline para fora da cadeira de rodas para além do comprimento dos apoios de braços. Certifique-se de que as rodas estão a apontar para a frente cada vez que se inclina para a frente. Isto pode ser conseguido enrolando a cadeira de rodas para a frente e depois invertendo-a em linha recta.

4.6 LIDAR COM OBSTÁCULOS DIÁRIOS

Lidar com a irritação dos obstáculos diários pode ser um pouco aliviado aprendendo a manusear a sua cadeira de rodas. Esteja atento ao seu centro de gravidade para manter a estabilidade e o equilíbrio.

UMA NOTA PARA ASSISTENTES DA CADEIRA DE RODAS

Quando for necessária assistência para o utilizador de cadeira de rodas, lembre-se de utilizar uma boa mecânica corporal. Mantenha as costas direitas e dobre os joelhos sempre que inclinar a cadeira de rodas ou atravessar as calhas ou outros impedimentos. Ao aprender uma nova técnica de assistência, peça a um assistente experiente que o ajude antes de o tentar fazer sozinho.

NÃO tente levantar a cadeira de rodas por qualquer parte amovível (destacável). A elevação por qualquer parte removível (destacável) de uma cadeira de rodas pode resultar em lesões para o utilizador ou danos na cadeira de rodas. Verificar sempre se as pegas da bengala traseira estão seguras ANTES da utilização quando se utiliza um assistente para impulsionar ou levantar a cadeira de rodas. Verificar se há sinais de soltura ou deterioração e, se for encontrado, contactar um técnico qualificado. **NÃO** tente mover a cadeira de rodas puxando as pegas se estas estiverem inseguras ou danificadas.

4.7 PERCENTAGEM DE DISTRIBUIÇÃO DE PESO

ADVERTÊNCIA

Para determinar e estabelecer os seus limites de segurança particulares, pratique a flexão, o alcance e a transferência de actividades em várias combinações na presença de um profissional de saúde qualificado ANTES de tentar usar uma cadeira de rodas activa.

Muitas actividades exigem que o proprietário da cadeira de rodas se estique, dobre e transfira para dentro e para fora da cadeira de rodas. Estes movimentos provocarão uma mudança no equilíbrio normal, no centro de gravidade e na distribuição do peso da cadeira de rodas.

O posicionamento adequado é essencial para a sua segurança. Ao alcançar, inclinar-se ou inclinar-se para a frente, é importante utilizar as rodas dianteiras como ferramenta para manter a estabilidade e o equilíbrio.

4.8 ALCANCE, INCLINAÇÃO E CURVAR-SE PARA A FRENTE

ADVERTÊNCIA

NÃO tentar alcançar objectos se tiver de avançar no banco ou levantá-los do chão dobrando-se entre os joelhos.

Posicionar as rodas dianteiras de modo a que se estendam o mais para a frente possível e engatar os fechos das rodas.



4.9 ALCANÇANDO, INCLINANDO-SE PARA TRÁS

ADVERTÊNCIA. NÃO inclinar-se sobre a parte superior dos estofos de encosto. Isto irá alterar o seu centro de gravidade e poderá causar a sua queda.



Posicionar a cadeira de rodas o mais próximo possível do objecto desejado. Apontar as rodas dianteiras para a frente para criar a maior distância entre eixos possível. Alcance para trás apenas até ao ponto em que o seu braço se estende sem mudar a sua posição sentada.

4.10 INCLINAR NOS PASSEIOS

Coloque o pé sobre o tubo do degrau e comece a inclinar a cadeira de rodas na sua direcção. Aplicar um movimento contínuo para baixo até se atingir o ponto de equilíbrio e as rodas dianteiras subirem o passeio. Nesta altura, o assistente sentirá uma diferença na distribuição de peso.

ADVERTÊNCIA

Ao baixar as rodas dianteiras da cadeira de rodas, faça-o com cuidado e suavemente. Isto pode resultar em lesões do ocupante e/ou danos na cadeira de rodas.

Balançar a cadeira de rodas para a frente e baixar lentamente a parte da frente da cadeira de rodas num movimento contínuo até ao passeio. Não permitir que a cadeira de rodas deixe cair os últimos centímetros no chão. Isto poderia causar danos ao ocupante. Empurrar a cadeira de rodas para a frente até as rodas traseiras rolarem para cima e sobre o passeio.

AVISO: ALPINISTAS

NÃO utilize uma escada rolante para mover uma cadeira de rodas entre pisos. Podem ocorrer lesões corporais graves.

4.11 TRANSFERÊNCIAS

ADVERTÊNCIA

ANTES de tentar entrar ou sair da cadeira de rodas, devem ser tomadas todas as precauções para reduzir a distância de separação. Rode ambas as rodas paralelamente ao objecto para o qual está a transferir. Assegurar também que os fechos das rodas são engatados para ajudar a evitar que as rodas se movimentem.

CUIDADO

Ao transferir, posicione-se o mais atrás possível no banco. Isto ajudará a evitar parafusos partidos, estofos danificados e a possibilidade da cadeira de rodas inclinar-se para a frente.

NOTA: Esta actividade pode ser realizada independentemente desde que se tenha mobilidade

adequada e força da parte superior do corpo. Posicione a cadeira de rodas o mais próximo possível do lado do banco para o qual está a transferir, com as rodas da frente a apontar paralelamente umas para as outras.

Retirar ou levantar o apoio de braço. Engatar as fechaduras das rodas. Desloque o seu peso corporal para o assento com transferência. Durante a transferência independente, haverá pouca ou nenhuma plataforma de assento por baixo de si. Utilizar uma tábua de transferência, se possível.

4.12 DESDOBRAR E DOBRAR A CADEIRA DE RODAS

ADVERTÊNCIA

Manter as mãos e os dedos afastados das partes móveis para evitar ferimentos.

NÃO se sentar ou transferir para a cadeira de rodas, a menos que esteja totalmente aberta. Assegurar-se de que as calhas da estrutura do assento estão totalmente assentadas nos blocos laterais de apoio da estrutura antes de se sentar ou de se transferir para a cadeira de rodas.

IMPLANTAÇÃO

1. Abra a cadeira de rodas agarrando a bengala traseira da cadeira de rodas mais próxima de si.
2. Empurre para baixo o parte superior da calha do assento mais próximo de si onde o estofado do assento é fixado até a cadeira de rodas estar totalmente aberta.
3. Engate na plataforma dos apoios para os pés quando o utilizador estiver sentado.

DOBRÁVEL

1. Levantar a plataforma do apoio para os pés.
2. Com ambas as mãos, agarrar o centro dos estofos dos assentos à frente e atrás e levantá-los para cima.

Plataforma do apoio de pés regulável em altura, plataforma deslizante dobrável e deslizante.

Assento e encosto ajustáveis com tensores.

Apoios de braços dobráveis e ajustáveis em altura.

5. INSPECÇÃO DE SEGURANÇA

 **A cadeira de rodas não é certificada pelo teste de colisão, por isso não pode ser usado para o transporte em veículos adaptados.**

NOTA: A cada seis (6) meses ou conforme necessário, leve a sua cadeira de rodas a um técnico qualificado para uma inspeção e serviço completos. A limpeza regular revelará peças soltas ou gastas e melhorará o bom funcionamento da sua cadeira de rodas. Para funcionar corretamente e em segurança, a sua cadeira de rodas deve ser cuidada como qualquer outro veículo. A manutenção de rotina prolongará a vida e a eficiência da sua cadeira de rodas.

5.1 MANUTENÇÃO PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

Salvo indicação em contrário, todos os ajustes de serviço devem ser feitos enquanto a cadeira de rodas estiver desocupada.

Após qualquer ajuste, reparação ou serviço e antes da utilização, certificar-se de que todos os acessórios estão bem apertados; caso contrário, podem ocorrer ferimentos ou danos.

Ao limpar as áreas de aderência das costas ou das mãos, utilizar apenas uma toalha limpa ligeiramente humedecida com água fria. Verificar se as pegas estão secas antes de usar. **NÃO** utilizar sabão ou soluções de limpeza à base de amoníaco; caso contrário, as garras escorregarão. O não cumprimento deste aviso pode resultar em lesões para o utilizador.

O utilizador deve verificar as funções listadas no texto seguinte, nos intervalos indicados. A não realização destas simples verificações pode resultar em problemas que podem invalidar a garantia.

Verificação necessária antes do início, mensal ou trimestral:

1. Pressão de ar (impressa na parede lateral do pneu) - **Mensal**
2. Exame visual de peças de desgaste (por exemplo, pneus, rolamentos) - **Mensal**
3. Estofos de assento e encosto flácidos - **Mensal**
4. Verificação das ligações por parafuso. **Trimestral**

5. Altura do encosto - **Mensal**
6. Teste funcional dos fechos das rodas. - **Antes de começar**
7. Usar mecanismo de dobragem. - **Trimestral**
8. Contaminação em rolamentos. - **Mensal**
9. Verificação da configuração do rolamento diário da rodas. - **Mensal**
10. Verificação da tensão dos raios das rodas traseiras. - **Mensal**

NÃO aperte demais as ferragens que se ligam à estrutura. Isto pode danificar o tubo da estrutura.

5.2 LIMPEZA

Para limpar a sua cadeira de rodas, utilize um detergente suave e um pano macio. Certos componentes podem ser facilmente mantidos por si para assegurar o bom funcionamento da sua cadeira de rodas:

1. As partículas de cabelo e/ou sujidade podem acumular-se entre a roda giratória e o garfo, o que pode restringir a rotação suave das rodas giratórias. Limpar cuidadosamente entre o garfo e a rícino/eixo com um pano macio e, se necessário, com um detergente suave.
2. As rodas traseiras e as rodas giratórias podem ser fornecidas como um sistema de eixo de libertação rápida. Para manter este sistema operacional, assegurar que nenhuma sujidade/areia adere ao eixo ou caixa do eixo de libertação rápida. Lubrificar ligeiramente o eixo de libertação rápida regularmente com óleo de máquina de costura sem resina.
3. Se a sua cadeira de rodas ficar molhada, seque-a o mais depressa possível.
4. **NÃO** utilizar a sua cadeira de rodas na água, uma vez que isto pode causar corrosão e danificar os rolamentos das rodas.
5. Verifique regularmente a estanquidade de todas as conexões de parafuso. Se alguma conexão de parafuso persistir em afrouxar, consulte o seu distribuidor autorizado imediatamente.

7. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após da compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

CADEIRA INFANTIL MIKOSTAR

A cadeira infantil **Mikostar** irá adaptar-se à criança, proporcionando mobilidade e conforto. Tem um design divertido, moderno e funcional que irá satisfazer todas as expectativas, tanto as da criança como as dos pais.



Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas manual infantil Mikostar

V3 · 29/04/2022