



Capri

Cadeira de rodas
manual de alumínio

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SALCAPRI

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Ver o nosso website para o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de rodas **Capri**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes da cadeira	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Utilização e montagem	7
5 — Conselhos de segurança.....	9
6 — Transporte da cadeira de rodas.....	10
7 — Manutenção e aviso	10
8 — Garantia	11

1. PARTES DA CADEIRA



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO LEVE DOBRAVEL E DE AUTOPROPULSAÇÃO

A cadeira de rodas de alumínio Capri destaca-se por ser muito leve e pelo seu sistema simples de barra transversal, o que a torna uma cadeira rápida e fácil de dobrar. Os seus braços são dobráveis para trás, reguláveis em altura e totalmente removíveis.

Incorpora um sistema Quick Release para extrair a roda traseira de 600 mm com um único clique.

Da mesma forma, os apoios para os pés também podem ser removidos se o usuário desejar.

A largura do assento pode ser escolhida entre 40, 42 e 45 cm.

Disponível em laranja, prata e preto.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**CAPRI**

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total (tamanho 40)	63 cm
Largura total (tamanho 42)	63,5 cm
Largura total (tamanho 45)	66 cm
Altura total	94 cm
Profundidade geral	97 cm
Largura total dobrada (tamanho 40)	27 cm
Largura total dobrada (tamanho 42)	29 cm
Largura total dobrada (tamanho 45)	31 cm
Altura do assento ao chão	51 cm

Peso

Peso total	14,70 kg
Peso sem apoio para os pés	12,85 kg
Peso máximo suportado	120 kg

Material	Alumínio	Cor	Preto / Prata / Laranja
-----------------	----------	------------	-------------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento (tamanho)	40 cm / 42 cm / 45 cm
Profundidade do assento	40 cm
Tipo de assento	Permanente
Material do assento	Tecido anti-fogo

Braços

Largura do apoio de braço	4 cm
Comprimento do apoio de braço	32 cm
Tipo de apoio de braço	Dobrando

Apoio para os pés

Altura do apoio para os pés (ajustável)	37 a 53 cm
Peso dos 2 apoios para os pés	1,80 kg
Tipo de apoio para os pés	Individuales, regulables y extraíbles

Encosto

Largura do encosto	42 cm
Altura do encosto	42 cm
Tipo de encosto	Permanente
Material de encosto	Tecido anti-fogo

Rodas

Medidas das rodas dianteiras	Ø 15 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø 60 cm
Largura das rodas dianteiras	3 cm
Largura das rodas traseiras	3 cm
Tipo de rodas	Sólido

Otras características

Tipo de travão	Freio de trava
Tipo dobrável	Cruzeta simples com 4 estabilizadores



Travão de bloqueio de alumínio



Braços dobráveis



Apoios de pés removíveis

4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

Utilização

4.1. UTILIZAÇÃO DE DOBRAGEM

Posicionar a cadeira de rodas de lado. Para desdobrar, deve colocar as mãos em ambos os lados dos tubos que estão posicionados por baixo do tecido do assento, pressionar para baixo para desdobrar a cadeira de rodas.



4.2. UTILIZAÇÃO DESDOBRAGEM

Para dobrar a cadeira de rodas, os apoios de pés devem ser dobrados para baixo. Deve agarrar o centro do assento em ambas as extremidades e mover-se para cima, se usar demasiada força, pode levantar a cadeira.



4.3. DOBRAR APOIOS DE BRAÇOS

Desbloquear o apoios empurrando o pivô para baixo. Puxar o apoio para cima para colocar os apoios de braço no lugar, posicioná-los dentro dos tubos do chassi e pressioná-los para baixo.



4.4. UTILIZAÇÃO TRAVÕES MANUAIS

Para travar, empurrar a alavanca do travão para a frente. Para libertar os travões, puxar a alavanca do travão para trás. Os travões podem opcionalmente ser equipados com uma extensão de alavanca para os tornar mais fáceis de operar.



4.5. UTILIZAÇÃO APOIO PARA OS PÉS

- Remover e encaixar o apoio para os pés padrão:
- Puxar a alavanca de desbloqueio do apoio de pés para trás.
- Rodar o apoio para os pés para fora em 90 graus e elevá-lo para cima para remover o apoio para os pés da cadeira de rodas.



- Posicionar o apoio para os pés a 90 graus a partir do exterior da cadeira de rodas.
- Rodar o apoio para os pés e bloquear a pega de libertação enquanto se coloca o apoio para os pés nos orifícios do apoio para os pés.



4.6. ELEVÇÃO DO BRAÇO

Pressionar o botão prateado situado na base do apoio de braço. Elevar ou baixar o apoio de braço até à altura desejada. Soltar o botão prateado para bloquear a posição.



4.7. COMO SUBIR UM PASSEIO

A cadeira de rodas pode subir um passeio de até 10 graus. A altura máxima do lancil é de aproximadamente 17,5% das rodas dianteiras.

O uso de antitampas é recomendado para a escalada de lancil. Recomenda-se que o utilizador da cadeira de rodas entre no passeio com cuidado e tenha a assistência de um acompanhante. Os anti-gotas estão disponíveis para compra.



Bloquear os travões antes de entrar e sair da cadeira de rodas. Só utilize a cadeira de rodas ao ar livre depois de ter dominado a cadeira de rodas. No início aconselhamo-lo a levar consigo uma pessoa de acompanhamento. Não tentar levantar a cadeira de rodas pelos apoios de braços ou apoios de pés, se estes forem removíveis. Risco de lesão tanto para o utilizador como para o acompanhante.



Para que os travões funcionem perfeitamente, a pressão dos pneus deve ser de 3-4 bar! Se os pneus não tiverem pressão suficiente, os travões não funcionarão correctamente. Os travões manuais só funcionam sobre as rodas traseiras. É importante que os pneus tenham a mesma pressão para assegurar que a cadeira de rodas funcione a direito.

Montagem

4.8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA RODA TRASEIRA

- Levar as jantes à volta do eixo traseiro da cadeira de rodas.
- Prima o botão no eixo de libertação rápida com o polegar.
- Montar ou desmontar a roda traseira. Quando o botão é libertado, o eixo de libertação rápida está firmemente sobre os eixos da roda.



4.9. MONTAGEM E DESMONTAGEM DO APOIO DE BRAÇO

De pé atrás da cadeira, e no encosto verá um botão que deve ser puxado até à saída. Com o apoio de braço totalmente dobrado para baixo, e puxando o botão, puxar o apoio de braço para fora.



5. CONSELHOS DE SEGURANÇA

A utilização inadequada do painel lateral pode prejudicar a sua saúde ou danificar partes da cadeira de rodas.

Certifique-se de que se ouve um som de "clique" depois do painel lateral ser montado nos orifícios da cadeira de rodas, para sinalizar que está bloqueado no seu lugar.

5.1. PAINEL LATERAL

Existe um perigo potencial de dedos beliscados ou qualquer parte do corpo. Não colocar os dedos ou qualquer parte do corpo entre o painel lateral e a estrutura da cadeira de rodas. Os painéis laterais são utilizados para evitar que a roupa do utilizador fique suja. Pode também fornecer apoio adicional para as armas do utilizador.

5.2. RODAS TRASEIRAS

A temperatura pode aumentar ao desacelerar com a mão devido ao atrito. Recomenda-se o uso de luva para empurrar a cadeira de rodas.

Os dedos podem ficar presos ou arranhados durante o uso da roda traseira. Não segure nenhuma peça entre o freio e a roda traseira. Não pegue nenhuma parte dos pneus ou entre os pneus.

As rodas traseiras são usadas para o movimento da cadeira de rodas, direção de giro e parada. As rodas traseiras podem ser removidas da cadeira de rodas para facilitar o transporte.

5.3. RODAS E GARFOS DIANTEIROS

método de montagem incorrecto do garfo dianteiro e da roda de rodagem pode causar a queda da cadeira de rodas e causar ferimentos.

Ter cuidado ao fazer movimentos de inclinação para a frente, por exemplo (ao atar atacadores), assegurar sempre a máxima estabilidade da cadeira de rodas.

5.4. TRAVÕES

Os travões são concebidos para evitar que uma cadeira de rodas parada role, especialmente numa encosta. Não a utilize para parar a cadeira de rodas de repente quando esta estiver em movimento. Isto pode fazer com que os dedos fiquem presos, ou até mesmo a cadeira de rodas se vire e o magoe.

Use sempre os travões de ambos os lados para parar a cadeira de rodas gradualmente.

Quando parar numa encosta ou num veículo de transporte, mantenha a cadeira de rodas bloqueada pelos travões de ambos os lados. Não colocar os dedos ou qualquer parte do corpo entre os travões e a roda traseira quando a cadeira de rodas estiver em movimento.

Manter o travão a uma distância adequada da roda e manter uma pressão de ar normal nos pneus. A distância recomendada é de 4mm. Pode variar de utilizador para utilizador.

A montagem ou desmontagem dos travões da cadeira de rodas deve ser efectuada por um profissional. O utilizador está proibido de montar / desmontar / ajustar os travões.

Empurrar a alavanca do travão para a frente para bloquear as rodas.

Levantar a alavanca do travão para libertar as rodas bloqueadas.

6. TRANSPORTE DA CADEIRA DE RODAS

- Retirar o assento almofadado da cadeira de rodas e levantar a cadeira de rodas do meio do assento para a dobrar.
 - Não utilizar a cadeira de rodas quando esta estiver dobrada.
 - A cadeira de rodas dobrada não suporta peso, uma vez que pode distorcer e causar um risco na utilização, uma vez desdobrada. Não colocar objectos pesados sobre uma cadeira de rodas dobrada.
 - Utilizar um veículo para transportar a cadeira de rodas. Certificar-se de que os travões das rodas estão bloqueados durante o transporte.
- Não utilizar a cadeira de rodas durante o transporte.
- É proibido pelo fabricante a utilização de uma cadeira de rodas num veículo de transporte. Pode causar sérios danos e lesões ao utilizador.
 - O utilizador de cadeira de rodas deve utilizar o assento no veículo de transporte durante o transporte..

7. MANUTENÇÃO E AVISO



Mantenção

- São necessárias verificações periódicas para um utilizador de cadeira de rodas.
- Verificar as funções especiais da cadeira de rodas, especialmente os travões das rodas de cada vez antes da sua utilização. Se forem encontrados quaisquer componentes danificados, contactar imediatamente a Total-Care.
- Verificar o estado geral da cadeira de rodas todos os meses. Verificar as jantes das rodas traseiras a cada 3 meses.
- Se o utilizador for jovem ou adolescente, mantê-lo sob a supervisão de um assistente profissional e a cadeira de rodas deve ser verificada periodicamente de 6 em 6 meses.
- A porca de segurança só pode ser usada uma vez. Substituí-la se estiver solta algumas vezes.
- Contacte imediatamente o seu fornecedor habitual se for encontrado um defeito, especial-

mente quando houver uma condição anormal ou se a cadeira de rodas não for estável.

- O fabricante recomenda que a manutenção da cadeira de rodas seja feita por um profissional de 12 em 12 meses. Pode haver um risco de danos ou ferimentos potenciais sem manutenção após 12 meses de utilização.
- A reparação e manutenção só deve ser efectuada por um profissional do fabricante ou da TotalCare.

Limpeza

- Utilizar um detergente suave e água morna para a limpeza.
- Remover a sujidade ou manchas com uma esponja macia ou uma escova.
- Utilizar um pano húmido para remover líquidos da cadeira de rodas.
- Limpar com água algumas vezes após a limpeza.
- Esterilizar as peças da cadeira de rodas quando necessário.

8. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia..



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas manual Capri

V2 · 26/04/2022