

MARTINIKA

CLASSIC · EVO · IMPULSE



Martinika

Cadeira de rodas
elétrica dobrável

SEPALMARTINI

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas indicadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção em função dos requisitos de fabrico.

O produto deste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso sítio web para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que tome um momento para ler as instruções fornecidas.

Isto irá familiarizá-lo com a sua nova cadeira de rodas eléctrica **Martinika**, permitindo-lhe obter o máximo desempenho e vida.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes da cadeira	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Utilização e montagem.....	7
5 — Unidade de controlo.....	8
6 — Funções da unidade de controlo	8
7 — Motor	9
8 — Transporte e armazenamento	9
9 — Bateria e carregamento	10
11 — Conselhos de segurança	11
12 — Garantia.....	14

1. PARTES DA CADEIRA



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UMA CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA DOBRÁVEL INDIVIDUAL

A **Martinika Classic** é a cadeira de rodas elétrica ideal devido ao seu design moderno, compacto, ergonómico e robusto. Graças à fácil desconexão do seu motor, pode ser impelido na perfeição como se fosse uma cadeira de rodas manual. O motor permanece livre sem aplicar qualquer tipo de resistência, o que permite ao acompanhante empurrar a cadeira de rodas sem qualquer esforço adicional. Tem dois motores de 180W e uma escolha de 1 x 18Ah ou 2 x 18Ah baterias de lítio.

A **Martinika Evo** é a maior evolução e redesenho do Martinika número 1 que vende Martinika, agora mais estreito com apenas 59 cm de largura, este tamanho permitir-lhe-á aceder facilmente a pequenos espaços, tais como elevadores e corredores.

Tem o melhor tamanho dobrável do mercado, pois pode ser reduzido para 31,5 cm de largura, para que possa ser guardado no porta-bagagens de qualquer

carro, debaixo da cama ou mesmo atrás de uma porta.

O **Martinika Impulse** entra na gama TotalCare como um formador de tendências. Agora a famosa cadeira de rodas Martinika com rodas traseiras grandes permite ao utilizador auto-propulsão quando desejado.

Graças à fácil desconexão do seu motor, pode ser perfeitamente autopropulsionada como se fosse uma cadeira de rodas manual. O motor permanece livre sem aplicar qualquer tipo de resistência, permitindo que o utilizador se movimente com total conforto.

Tem dois motores de 180W que podem atingir até 6 km/h.

Disponível com uma bateria de lítio de 18 Ah ou com uma bateria de 36 Ah, esta última opção permite um alcance de 30-40 km.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



MARTINIKA
EVO



MARTINIKA
CLASSIC



MARTINIKA
IMPULSE

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas	MartiniKA Evo	MartiniKA Classic	MartiniKA Impulse
Largura total	59 cm	68 cm	65 cm
Profundidade sem anti-volteio	96 cm	98 cm	-
Profundidade com anti-volteio	96 cm	99 cm	105 cm
Profundidade com apoios para os pés dobrados sem anti-volteio	75,50 cm	77 cm	-
Profundidade com apoios para os pés dobrados com anti-volteio	75,50 cm	78 cm	-
Altura total	89,50 cm	89,50 cm	89,5 cm
Largura total dobrada	31,50 cm	35 cm	35,5 cm
Altura do assento ao chão	48 cm	48 cm	48 cm

Peso	MartiniKA Evo	MartiniKA Classic	MartiniKA Impulse
Peso total com uma bateria	24,60 kg	23,90 kg	29,45 kg
Peso total com duas baterias	26,85 kg	26,15 kg	31,70 kg
Peso máximo suportado	100 kg	100 kg	100 kg

Material	Alumínio	Cor	Preto / Laranja / Prata
----------	----------	-----	-------------------------

Assento	MartiniKA Evo	MartiniKA Classic	MartiniKA Impulse
Largura do assento	42 cm	44 cm	44 cm
Profundidade do assento	43 cm	44 cm	44 cm
Tipo de assento	Acolchoado respirável	Acolchoado respirável	Acolchoado respirável
Material do assento	Tecido anti-fogo	Tecido anti-fogo	Tecido anti-fogo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Encosto	Martinika Evo	Martinika Classic	Martinika Impulse
Largura do encosto	42 cm	45 cm	42 cm
Altura do encosto	42 cm	42 cm	42 cm
Tipo de encosto	Dividido	Dividido	Dividido
Material de encosto	Acolchoamento com tensores	Acolchoamento com tensores	Acolchoamento com tensores

Apoios de braços	Martinika Evo	Martinika Classic	Martinika Impulse
Comprimento do braço de apoio	30 cm	30 cm	30 cm
Largura do apoio de braço	5 cm	6 cm	6 cm
Tipo de apoio de braço	Fixa	Fixa	Fixa
Material de apoio ao braço	Injectado	Injectado	Injectado

Apoio para os pés

Tipo de apoio para os pés	Individual / Fixo / Dobrável
Material do apoio para os pés	Plástico e alumínio

Motor

Potência motora	2 x 180W
Pilhas	1 x 18 Ah / 2 x 18 Ah (Classic - Evo) 1 x 18 Ah / 1 x 36 Ah (Impulse)
Número de baterias	1 o 2
Velocidade máxima	6 km/h
Autonomia	20 - 25 Km (18 Ah) / 35 - 40 Km (2 x 18 Ah)
Tipo de carregamento	A partir do joystick
Carregador externo	3 Ah

Roda

Medidas da roda dianteira	Ø 20 cm
Dimensões da roda traseira	Ø 32 cm
Cor da roda dianteira	4,5 cm
Cor da roda traseira	5,5 cm
Tipo de rodas	Maciça / Insuflável

Outras características

Cinto de segurança	Sim
Buzina	Sim
Travões	Electromagnético
Joystick	Programável
Marcha atrás	Sim
Inclinação máxima de escalada	6°
Plegbale	Sim
Rodas anti-volteio	Sim (amovível)



Roda traseira e anti-gotas



Joystick



Martinika Impulse

4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

4.1. UTILIZAÇÃO DE DOBRAGEM

Segurar as pegas do assento e puxar para cima, depois premir os botões do assento rebatível e puxar para baixo.



4.2. UTILIZAÇÃO DA DESDOBRAGEM

Puxar o encosto para cima até que os botões de inverter para cima cliquem, depois colocar as mãos onde estão as pegas e empurrar para baixo.



4.3 UTILIZAÇÃO DO APOIO PARA PÉS

Os apoios para os pés podem ser dobrados mas não são removíveis. As plataformas podem ser dobradas para facilitar a entrada na cadeira.



4.4 UTILIZAÇÃO DO ENCOSTO DIVIDIDO

Pressione para dentro para dobrar o encosto para melhor dobrar.




4.5. UTILIZAÇÃO DE TRAVÕES MANUAIS

Para travar a cadeira, empurrar a alavanca do travão para a frente. Para libertar os travões, puxar a alavanca do travão para trás. Os travões podem opcionalmente ser equipados com uma extensão de alavanca para os tornar mais fáceis de operar.



4.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS RODAS ANTI-VOLTEIO

Para remover os anti-gotas, pressionar a bola de alumínio e ao mesmo tempo puxar os anti-gotas para fora. Para encaixar as rodas anti-gotas, pressionar a bola de alumínio e empurrá-la para dentro, certificando-se de que está bem fixada.



5. UNIDADE DE CONTROLO

A montagem do botão de controlo é muito simples, basta inserir a haste de fixação do botão de controlo no tubo quadrado. Depois ajustar o botão de controlo para a posição apropriada para o utilizador e rodar a porca para a bloquear no lugar.



5.1 PARTES DA UNIDADE DE CONTROLO

- Para começar a utilizar a cadeira, será necessário premir o botão de ligar e a corrente será ligada. Quando desejar desligar a cadeira, deve premir novamente o mesmo botão, e a corrente será desligada.
- Para mover, basta mover o joystick para a frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, e a cadeira deslocar-se-á para o lado onde se move o joystick.
- Para travar a cadeira de rodas, basta soltar o joystick e a cadeira de rodas vai abrandar lentamente.
- Para alterar a velocidade é necessário premir os botões de ajuste de velocidade (mais alto ou mais baixo, existem 5 níveis diferentes). E o indicador de velocidade mostrará ou diminuirá as diferentes escalas, dependendo do botão que premir para ajustar a velocidade.
- Para tocar a buzina, basta premir o botão da buzina, se a deixar premida a buzina estará em funcionamento, quando a soltar deixará de funcionar.
- A durabilidade da bateria será reflectida no indicador de bateria, existe uma escala de 5 luzes, que diminuirá à medida que a bateria diminuir. É aconselhável carregar as baterias da cadeira de rodas quando 2 luzes do indicador de bateria estão acesas, uma vez que é melhor para a durabilidade das baterias.
- Quando apenas 1 luz está acesa, avisa que a bateria está em condições de carga baixa. Neste caso, não é permitido utilizar a cadeira de rodas continuamente até a bateria estar completamente carregada, porque pode ficar sem bateria e a cadeira de rodas não funcionará, e a bateria pode ser danificada quando totalmente descarregada.

6. FUNÇÕES DO BOTÃO CONTROL



Nº	Funcionalidade
1	Reduzir a velocidade
2	Botão de alimentação
3	Visualização de energia
4	Botão da buzina
5	Visualização da velocidade
6	Aumentar a velocidade

6.1 INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

Inserir o carregador na tomada do controlador (como mostrado na figura), tendo em conta a orientação da ficha.

Inserir o carregador numa tomada eléctrica, o que fará acender a luz de carga. Luz vermelha significa que a bateria está a carregar, luz verde significa que a bateria está totalmente carregada.



7. MOTOR

Modo manual: Para colocar a sua cadeira de rodas no modo manual, tem de levantar a alavanca da embraiagem, que se encontra atrás da roda traseira. Saberá que a sua cadeira de rodas está em modo manual, porque o joystick exibirá o aviso "Modo Manual".

Neste modo, o motor não funciona.

Modo eléctrico: Para colocar a sua cadeira de rodas em modo eléctrico, deve baixar a alavanca da embraiagem, que se encontra atrás da roda traseira.



Cadeira em modo manual



Cadeira em modo eléctrico

8. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

⚠ A cadeira de rodas não é submetida a testes de colisão e, portanto, não pode ser utilizada para transporte em veículos adaptados.

Para dobrar o assento, deixá-lo repousar quando dobrado. A cadeira dobrável pode ser guardada no porta-bagagens do carro.

A bateria deve estar totalmente carregada, e a cadeira de rodas deve ser colocada num local fresco, seco e ventilado no caso de armazenamento a longo prazo.

Note-se que a bateria precisa de ser carregada uma vez a cada 15 dias, caso contrário poderia levar a uma descarga excessiva, e isto causa danos na bateria, que deve ser substituída por uma nova, não que a bateria esteja defeituosa, mas que não esteja a ser utilizada corretamente.

9. BATERIA E CARREGADOR

9.1 BATERIA

A cadeira de rodas pode ser dobrada sem retirar as baterias.

9.2 REQUISITOS CARREGADOR

O carregador é utilizado para carregar a bateria. Ao carregar a cadeira de rodas elétrica, não a utilize para carregar.

Dados técnicos do carregador

Tensão de entrada: AC220V \pm 10% Tensão de saída: 24V / DC Corrente de saída: 3A

9.3 UTILIZAÇÃO CARREGADOR

Para carregar a bateria, ligar o carregador à fonte de alimentação e à ficha da caixa de bateria. Siga as instruções abaixo para completar o processo de carregamento.

Passo 1: Certificar-se de que a ranhura do carregador não está bloqueada.

Passo 2: Certificar-se de que a cadeira de rodas elétrica está desligada.

Passo 3: ligar a ficha de saída do carregador à tomada do joystick.

Passo 4: Ligar a ficha principal do carregador à fonte de alimentação e a luz vermelha acender-se-á. A carga completa demora 8 a 10 horas, não sobrecarregar por mais de 24 horas.

Passo 5: Para evitar uma curta duração da bateria, carregar a bateria pelo menos uma vez por mês quando a cadeira de rodas não estiver a ser utilizada.

9.4 UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BATERIA

Uma operação incorreta para substituir a bateria pode causar perigo de explosão. Apenas o mesmo tipo de baterias recomendado é adequado para substituição. Certificar-se de que os postes da bateria estão correctos.

Pontos-chave para prolongar a duração da bateria: Carregue frequentemente para manter a bateria cheia. É melhor carregar completamente a bateria se a cadeira de rodas não estiver a ser

utilizada. Se não o utilizar durante muito tempo, é melhor cobrar duas vezes por mês



CUIDADO

Não parar de carregar até que o processo de carregamento esteja completo. A utilização repetida da bateria se não estiver completamente carregada encurtará a sua vida útil, pelo que a bateria deverá estar completamente carregada o mais possível.

Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de energia acenderá a verde.

Após o carregamento estar completo, desligue a alimentação, caso contrário a bateria descarregará-se lentamente. Não cobrar por mais de 24 horas. A sobrecarga da bateria pode ser perigosa.

Os utilizadores devem seguir as seguintes regras para evitar riscos durante o carregamento:

A cadeira elétrica inclui o carregador. Deve ser bem ventilado durante o carregamento. Não exponha a cadeira de rodas à luz solar e ao ambiente húmido.

A gama de temperaturas do ambiente de carregamento é de 10 a 50. Se estiver fora da gama de temperaturas ambiente, a bateria não pode funcionar bem e pode ser facilmente danificada.

É normal que o ventilador faça um som durante o carregamento. É para o arrefecer.

Evitar que qualquer líquido entre em contacto com o carregador durante o carregamento. Não colocar o carregador em artigos inflamáveis, tais como: combustível, apoio para os pés ou almofada do assento.

Manter afastado das chamas abertas ao carregar a bateria. As chamas podem causar fogo ou explosão da bateria.

A carga produz hidrogénio, não fume enquanto carrega. Não desligue a fonte de alimentação quando a tomada ou as suas mãos estiverem molhadas, pois isto pode causar um choque elétrico.

Em caso de acidente e ferimento imprevisível do utilizador, não utilizar ou sentar-se na cadeira de rodas elétrica enquanto a carrega.

10. CONSELHOS DE SEGURANÇA

10.1. LEIA ESTE GUIA COM ATENÇÃO

O utilizador deve ler este guia do utilizador antes de operar a cadeira de rodas e familiarizar-se com os seus componentes e características.

10.2. PRATICAR AS COMPETÊNCIAS

O utilizador deve praticar a condução com assistência em locais abertos, planos e seguros para uma utilização normal. Para avançar, para trás, para os lados e para o estacionamento. Colocar o cinto de segurança fornecido com a cadeira de rodas.


10.3. MOVIMENTO PARA TRÁS

O utilizador deve estar consciente do que está por trás dele antes de iniciar a manobra para evitar colisões. Empurrar ligeiramente a alavanca de controlo para trás.



10.4. VIRE

Para virar, empurre o joystick para a esquerda ou para a direita. E tenha cuidado com o que está do lado em que se vai virar para evitar colisões.



10.5. CONDUZIR EM CURVAS

Empurrar ligeiramente o joystick na direcção do cinto. Velocidade de prática controlada.




10.6. EVITAR OBSTÁCULOS

Empurrar ligeiramente o joystick em qualquer direcção para evitar e manobrar em torno de obstáculos.




10.7. CONDUÇÃO RÁPIDA

Empurre o joystick até ao fim na direcção que pretende seguir. Puxe o joystick para metade do caminho se não sentir 100% de controlo.



10.8. CONDUÇÃO EM PEQUENOS PASSEIOS

Empurrar levemente a alavanca do botão e pressioná-la lentamente ao longo da calçada.




10.9. CONDUÇÃO EM SUBIDA

Mantenha o seu corpo inclinado para a frente para manter o centro de gravidade estável. Cavalgar lentamente. Recomendamos um declive de menos de 6 graus para um desempenho óptimo.



10.10. ENTRANDO OU SAINDO DO ELEVADOR

O utilizador deve prestar atenção aos intervalos de abertura e fecho da porta do elevador para evitar colisões ao entrar ou sair do elevador.




10.11. CONDUÇÃO EM PAVIMENTOS

O utilizador deve permanecer no pavimento e evitar entrar na faixa de rodagem dos veículos motorizados, excepto para atravessar a estrada. Preste atenção aos obstáculos e evite o contacto com eles.



10.12. ATRAVESSAR A RUA

Prestar atenção para evitar carros e atravessar apenas quando permitido. Deve conduzir lentamente ao longo da estrada, para voltar para o pavimento.




10.13. TRANSFERIR A PESSOA COM A CADEIRA DE RODAS

O veículo deve estar correctamente adaptado, tanto a cadeira de rodas como o utilizador devem estar na posição de condução.




10.14. CONDUÇÃO EM VIAS FÉRREAS/FERROVIÁRIAS

Não atravessar sozinho os carris do caminho-de-ferro/comboio, é altamente recomendável que seja acompanhado por um ajudante.




10.15. RAMPAS

Conduzir numa rampa íngreme pode levar a um capotamento ou a um acidente.



10.16. PARA CIMA OU PARA BAIXO

Subir ou descer um pavimento / degrau pode causar.




10.17. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se que o utilizador tenha assistência caso seja necessária assistência para entrar e sair da cadeira de rodas.



10.18. NÃO TENTE REPARAR A UNIDADE VOCÊ MESMO.

Pode causar danos permanentes na cadeira e pode pôr a cadeira em risco. Deve ser reparado por pessoal profissional.



10.19. ADVERTÊNCIA

Não permitir a crianças tenham acesso à cadeira.




10.20. NÃO PULVERIZAR A CADEIRA COM ÁGUA OU QUALQUER LÍQUIDO.

Isto irá causar danos na cadeira de rodas e poderá também danificar ou pôr em risco a sua segurança pessoal. Portanto, limpar com um pano húmido.




10.21. NÃO DEIXAR A BATERIA OU OS COMPONENTES ELÉCTRICOS DA CADEIRA DE RODAS NUM CARRO QUE ESTEJA AO SOL.

Isto irá causar danos permanentes. Portanto, mantenha-se afastado de fontes de calor e fogo.



10.22. AVISOS PARA CRIANÇAS

Não permitir que as crianças tenham acesso à bateria ou aos componentes eléctricos da cadeira de rodas. Deve ser armazenado num local fresco e seco, ao qual as crianças não possam aceder.



10.23. NÃO COLOCAR OBJETOS EM CIMA DO CARREGADOR ENQUANTO ESTE ESTIVER A CARREGAR.

Se a bateria ficar quente, deformada, ou emitir um odor durante o carregamento, parar imediatamente de carregar.



10.24. NÃO ARMAZENAR A BATERIA SOB LUZ SOLAR DIRETA.

Por favor guardar numa área seca, fresca e ventilada a que as crianças não tenham acesso. Além disso, não armazenar num ambiente frio intenso. Isto pode danificar e reduzir a vida útil da bateria.



11. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas elétrica Martinika

V9 · 31/03/2023