



Capri

Sedia a rotelle
manuale in alluminio

MANUALE D'USO

Ref. SALCAPRI



più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose.

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso della nuova **sedia a rotelle Capri**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 - Parti della sedia.....	4
2 - Descrizione del prodotto	4
3 - Caratteristiche del prodotto	5
4 - Uso e montaggio	7
5 - Consigli di sicurezza	9
6 - Trasporto della sedia a rotelle	10
7 - Manutenzione e avvertenze	10
8 - Garanzia	11

1. PARTI DELLA SEDIA



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEDIA A RUOTE LEGGERA, PIEGHEVOLE E SEMOVENTE IN ALLUMINIO

La carrozzina Capri in alluminio si distingue per la sua leggerezza e per il semplice sistema di cinghie trasversali che la rende facile e veloce da piegare. I braccioli sono ripiegabili all'indietro, regolabili in altezza e completamente rimovibili.

È dotato di un sistema di sgancio rapido per rimuovere la ruota posteriore da 600 mm con un

semplice clic.

Allo stesso modo, anche le pedane possono essere rimosse se l'utente lo desidera.

La larghezza del sedile può essere scelta tra 40, 42 e 45 cm.

Disponibile nei colori arancio, argento e nero.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



CAPRI

INFORMAZIONI GENERALI

Misure

Larghezza totale (taglia 40)	63 cm
Larghezza totale (taglia 42)	63,5 cm
Larghezza totale (taglia 45)	66 cm
Altezza complessiva	94 cm
Profondità complessiva	97 cm
Larghezza complessiva ripiegata (taglia 40)	27 cm
Larghezza complessiva ripiegata (taglia 42)	29 cm
Larghezza totale ripiegata (misura 45)	31 cm
Altezza dal sedile al pavimento	51 cm

Peso

Peso totale	14,70 kg
Peso senza poggiatesta	12,85 kg
Peso massimo supportato	120 kg

Materiale

Alluminio

Colore

Nero / Argento / Arancione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sedile

Larghezza del sedile (dimensioni)	40 cm / 42 cm / 45 cm
Profondità del sedile	40 cm
Tipo di sedile	Fisso
Materiale del sedile	Tessuto ignifugo

Braccioli

Larghezza del bracciolo	4 cm
Lunghezza bracciolo	32 cm
Tipo di bracciolo	Pieghevole

Poggiapiedi

Altezza poggiapiedi (regolabile)	37 a 53 cm
Peso dei 2 poggiapiedi	1,80 kg
Tipo di poggiapiedi	Individuale, regolabile e rimovibile

Schienale

Larghezza dello schienale	42 cm
Altezza dello schienale	42 cm
Tipo di schienale	Fisso
Materiale dello schienale	Tessuto ignifugo

Ruote

Dimensioni della ruota anteriore	Ø 15 cm
Misure delle ruote posteriori	Ø 60 cm
Larghezza delle ruote anteriori	3 cm
Larghezza delle ruote posteriori	3 cm
Tipo di ruote	Massicci

Altre caratteristiche

Tipo di freno	Blocco dei freni
Tipo di piegatura	Testa a croce singola con 4 stabilizzatori



Freno di bloccaggio in alluminio



Braccioli pieghevoli



Poggiapiedi rimovibili

4. USO E MONTAGGIO

Utilizzo

4.1. USO DI PIEGHEVOLI

Posizionare la carrozzina su un fianco. Per aprire la carrozzina, mettere le mani su entrambi i lati dei tubi posizionati sotto il tessuto del sedile e premere verso il basso per aprire la carrozzina.



4.2. UTILIZZO DELLA DISTRIBUZIONE

Per ripiegare la sedia, i poggiatesta devono essere abbattuti. È necessario afferrare il centro del sedile a entrambe le estremità e tirare verso l'alto; se si usa troppa forza, si rischia di sollevare la sedia.



4.3. ABBASSARE I BRACCIOLI

Sbloccare il bracciolo spingendo il perno verso il basso. Tirare il bracciolo verso l'alto per posizionare i braccioli, posizionarli all'interno dei tubi del telaio e premere verso il basso.



4.4. USO DEI FRENI MANUALI

Per frenare la carrozzina, spingere la leva del freno in avanti. Per rilasciare i freni, tirare la leva del freno all'indietro. I freni possono essere dotati di una prolunga per facilitarne l'uso.



4.5. USO DI POGGIPIEDI

- Rimuovere e montare il poggiatesta standard:
- Tirare la leva di sblocco del poggiatesta all'indietro.
- Ruotare la pedana verso l'esterno di 90 gradi e sollevarla verso l'alto per rimuoverla dalle prese della carrozzina.



- Posizionare la pedana a 90 gradi rispetto all'esterno della carrozzina.
- Ruotare il poggiatesta e bloccare la maniglia di rilascio mentre si inserisce il poggiatesta nei fori della pedana.



4.6. ELEVAZIONE DEL BRACCIOLO

Premere il pulsante argentato situato alla base del bracciolo. Alzare o abbassare il bracciolo all'altezza desiderata. Rilasciare il pulsante argentato per bloccare la posizione.



4.7. COME SALIRE SU UN CORDOLO

La silla de ruedas puede subir un bordillo de hasta 10 grados. La altura máxima del bordillo es aproximadamente el 17,5% de las ruedas delanteras.

El uso de antivuelcos es recomendado para subir bordillos. Se recomienda que el usuario de la silla de ruedas suba a la acera con cuidado y tenga asistencia de un asistente. Las ruedas antivuelco están disponibles para comprar.

ATTENZIONE

Bloccare i freni prima di salire e scendere dalla carrozzina. Utilizzare la sedia a rotelle all'aperto solo dopo averne acquisito la padronanza. All'inizio si consiglia di farsi accompagnare da una persona. Non tentare di sollevare la carrozzina dai braccioli o dai poggiatesta, se questi sono rimovibili. Rischio di lesioni sia per l'utente che per l'accompagnatore.

ATTENZIONE

Affinché i freni funzionino perfettamente, la pressione degli pneumatici deve essere di 3-4 bar! Se i pneumatici non hanno una pressione sufficiente, i freni non funzionano correttamente. I freni manuali funzionano solo sulle ruote posteriori. È importante che i pneumatici abbiano la stessa pressione per garantire che la carrozzina funzioni in modo rettilineo.

Montaggio

4.8. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA RUOTA POSTERIORE

- Prendere i cerchioni attorno all'asse posteriore della carrozzina.
- Premere con il pollice il pulsante sull'asse a sgancio rapido.
- Montare o smontare la ruota posteriore. Quando si rilascia il pulsante, l'asse a sgancio rapido si posiziona saldamente sull'asse della ruota.



4.9. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL BRACCIOLO

Mettetevi dietro la sedia e sullo schienale vedrete un pulsante che dovrete tirare fino in fondo. Con il bracciolo completamente ripiegato e tirando il pulsante, estrarre il bracciolo.



5. CONSIGLI DI SICUREZZA

Colóquese detrás de la silla y en el respaldo verá un botón del que debe tirar hasta el fondo. Con el reposabrazos totalmente plegado y tirando del botón, tire del reposabrazos hacia fuera.

5.1. PANNELLO LATERALE

Esiste il rischio potenziale di schiacciare le dita o qualsiasi parte del corpo. Non inserire le dita o qualsiasi parte del corpo tra il pannello laterale e il telaio della carrozzina. I pannelli laterali servono a evitare che gli indumenti dell'utente si sporchino. Possono anche fornire un ulteriore supporto per le braccia dell'utente.

5.2. RUOTE POSTERIORI

La temperatura può aumentare quando si rallenta a mano a causa dell'attrito. Si consiglia di indossare un guanto quando si spinge la carrozzina.

Le dita possono essere schiacciate o graffiate durante l'uso della ruota posteriore. Non afferrare alcuna parte tra il freno e la ruota posteriore. Non afferrare alcuna parte dei cerchioni o tra i cerchioni.

Le ruote posteriori sono utilizzate per il movimento, la rotazione e l'arresto della carrozzina. Le ruote posteriori possono essere rimosse dalla carrozzina per facilitarne il trasporto.

5.3. RUOTE ANTERIORI E FORCELLA

Un metodo di montaggio errato della forcella anteriore e della ruota piroettante può causare il ribaltamento della carrozzina e provocare lesioni.

Fare attenzione quando si eseguono movimenti di inclinazione in avanti, ad esempio (quando si allacciano i lacci delle scarpe), per garantire sempre la massima stabilità della carrozzina.

5.4. FRENI

I freni sono progettati per evitare che una carrozzina ferma possa rotolare, soprattutto in pendenza. Non usarli per arrestare improvvisamente la carrozzina quando è in movimento. Ciò potrebbe causare l'intrappolamento delle dita o addirittura il ribaltamento della carrozzina con conseguenti lesioni.

Ho sempre usato i freni su entrambi i lati per fermare la carrozzina gradualmente.

Quando ci si ferma in pendenza o in un veicolo di trasporto, tenere la carrozzina bloccata dai freni su entrambi i lati. Non mettere le dita o qualsiasi parte del corpo tra i freni e la ruota posteriore quando la carrozzina è in movimento.

Mantenere il freno a una distanza adeguata dalla ruota e mantenere la normale pressione dell'aria nei pneumatici. La distanza consigliata è di 4 mm. Può variare da utente a utente.

Il montaggio e lo smontaggio dei freni della carrozzina devono essere eseguiti da un professionista. All'utente è vietato montare/smontare/regolare i freni.

Spingere la leva del freno in avanti per bloccare le ruote.

Sollevare la leva del freno per sbloccare le ruote bloccate.

6. TRASPORTO DELLA SEDIA A ROTELLE

- Rimuovere il sedile imbottito dalla carrozzina e sollevare la carrozzina dal centro del sedile per piegarla.
- Non utilizzare la carrozzina quando è piegata.
- La sedia a rotelle ripiegata non è in grado di sostenere il peso e, una volta dispiegata, potrebbe deformarsi e causare rischi nell'uso. Non appoggiare oggetti pesanti su una sedia a rotelle piegata.
- Utilizzare un veicolo per trasportare la carrozzina. Assicurarsi che i freni delle ruote siano bloccati durante il trasporto. Non utilizzare la carrozzina durante il trasporto.
- Il produttore vieta l'uso della sedia a rotelle in un veicolo da trasporto. Ciò potrebbe causare gravi danni e lesioni all'utente.
- Durante il trasporto, l'utente della sedia a rotelle deve utilizzare il sedile del veicolo di trasporto.

7. MANUTENZIONE E AVVERTENZE



La sedia a rotelle non è sottoposta a crash test e pertanto non può essere utilizzata per il trasporto in veicoli adattati.

Manutenzione

- Per chi utilizza una sedia a rotelle sono necessari controlli periodici.
- Controllare le funzioni speciali della carrozzina, in particolare i freni delle ruote, ogni volta prima dell'uso. Se qualche componente risulta danneggiato, contattare immediatamente TotalCare.
- Controllare le condizioni generali della carrozzina ogni mese. Controllare i cerchioni delle ruote posteriori ogni 3 mesi.
- Se l'utente è giovane o adolescente, deve essere tenuto sotto la supervisione di un assistente professionale e la carrozzina deve essere controllata periodicamente ogni 6 mesi.
- Il dado di sicurezza può essere utilizzato una sola volta. Sostituirlo se si allenta alcune volte.
- Contattare immediatamente il fornitore abituale se si riscontra un difetto, soprattutto in presenza di condizioni anomale o se la carrozzina non è stabile.

- Il produttore raccomanda che la carrozzina venga controllata e sottoposta a manutenzione da un professionista ogni 12 mesi. In assenza di manutenzione, dopo 12 mesi di utilizzo, potrebbe esserci il rischio di danni o lesioni.
- Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da un professionista del produttore o di TotalCare.

Pulizia

- Per la pulizia utilizzare un detergente delicato e acqua calda.
- Rimuovere lo sporco o le macchie con una spugna o una spazzola morbida.
- Utilizzare un panno umido per rimuovere i liquidi dalla carrozzina.
- Dopo la pulizia, asciugare con acqua alcune volte.
- Sterilizzare le parti della carrozzina quando necessario.

8. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è protetto da questa garanzia, a causa del difetto di conformità del cliente che si manifesta entro un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore dovrà continuare a rivolgersi alla parte venditrice per ottenere la riparazione del difetto di conformità del bene, ma se necessario, l'utente dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso per motivi di fabbricazione e non per uso improprio o mancanza di manutenzione. L'ambito territoriale della presente Garanzia si estende all'intero territorio nazionale spagnolo. La presente Garanzia non pregiudica i diritti riconosciuti al consumatore in conformità con le disposizioni del Regio Decreto Legge 7/2021, del 27 aprile, che recepisce le direttive dell'Unione Europea a difesa dei consumatori.

PROCEDURA PER RENDERE EFFICACE LA GARANZIA

Affinché la Garanzia abbia effetto, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita in cui ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, sia perché chiuso, sia perché il prodotto è stato acquistato in un'altra comunità autonoma, è possibile contattare direttamente il produttore tramite e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com. È indispensabile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o ricevuta d'acquisto, oppure una bolla di consegna successiva alla fattura o ricevuta, riportante chiaramente il prodotto acquistato e la data. Il consumatore dovrà consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accom-

pagnandolo con una nota esplicativa del difetto di conformità.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente non rispettando le istruzioni indicate in questo manuale o causati da altri fattori umani, uso improprio, collisione con qualsiasi oggetto...
- Danni causati da incidenti, abusi, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non riporti o il cui numero di serie o di fabbrica sia alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti ad usura.
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, S.L..

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARE DANNEGGIATO O CON PARTI MANCANTI.

CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

Etichettatura legenda.



Conformità europea



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Riferimento prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico conforme alla MDR.

Manuale d'uso

Sedia a rotelle manuale Capri

V2 · 26/04/2022