



Gran Canaria

Scooter fisso grande

MANUALE D' USO

Ref. SCACCANARI

più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, poiché possono presentare modifiche progettuali a seconda delle esigenze costruttive.

Il prodotto in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Consulta il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto **IM di TotalCare Europe**.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo significa che i nostri prodotti offrono i migliori vantaggi, permettendoti di godere di più libertà ogni giorno e l'autonomia di cui hai bisogno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. Questo ti permetterà di familiarizzare con la tua scooter **Gran Canaria**, che ti consentirà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da essa.

più di **50 anni** vivono **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

È importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 – Parti dello scooter	4
2 – Descrizione del prodotto	4
3 – Caratteristiche del prodotto	5
4 – Informazioni importanti	7
5 – Energia elettromagnetica	8
6 – Conosci il tuo scooter	8
7 – Indicatore della batteria	10
8 – Iniziare a guidare	11
9 – Caricare le batterie	12
10 – Smontaggio dello scooter	13
11 – Smontaggio della batteria	13
12 – Assemblaggio del tuo scooter	14
13 – Utilizzo dello scooter	14
14 – Informazioni sul funzionamento	15
15 – Pulizia e manutenzione	15
16 – Codice errore	16
17 – Garanzia	17

1. PARTI DELLO SCOOTER



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SCOOTER DI GRANDI DIMENSIONI CON GRANDE AUTONOMIA CON AMMORTIZZAZIONE

Questo robusto monopattino elettrico è molto confortevole grazie al sedile imbottito e dispone di grande potenza e autonomia.

La profondità totale è 145 cm, larghezza 69 cm e altezza 140 cm.

Dispone di due batterie al gel da 50 Ah che garantiscono un'autonomia da 40 a 45 km e il suo potente motore da 850 W gli permette di

raggiungere una velocità massima di 15 km/h. Lo schienale è pieghevole in avanti e può essere regolato in gradi di inclinazione.

I suoi braccioli possono anche essere regolati in altezza e larghezza, offrendo la possibilità di ripiegarli all'indietro.

E' dotato di un set completo di luci e specchi.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



GRAN CANARIA

INFORMAZIONI GENERALI

Misure

Larghezza complessiva	69 cm
Profondità totale	145 cm
Altezza totale	140 cm
Altezza sedile-pavimento	70 cm
Altezza dal sedile alla piattaforma	49 cm

Peso

Peso totale	117 kg
Peso senza batterie	86,50 kg
Peso massimo supportato	181 kg

Materiale	Alluminio	Colore	Rosso/Argento
-----------	-----------	--------	---------------

Sedile

Larghezza del sedile	52 cm
Profondità del sedile	48 cm
Tipo di sedile	Girevole e staccabile
Materiale del sedile	Similpelle imbottita

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore

Motore	850 W
Batteria	2 x 50 Ah (gel)
Numero di batterie	2
Autonomia	40 - 45 km
Velocità massima	15 km/h
Caricatore esterno	5 Ah

Bracciolo

Lunghezza del bracciolo	37 cm
Larghezza del bracciolo	7 cm
Tipo di bracciolo	Pieghevole e regolabile in altezza e larghezza
Materiale del bracciolo	Iniettato

Indietro


Larghezza dello schienale	52 cm
Altezza dello schienale (poggiatesta regolabile)	74 - 84 cm
Tipo di schienale	Abatible
Materiale dello schienale	Similpelle imbottita

Ruote

Misure della ruota anteriore	Ø 33 cm
Misure della ruota posteriore	Ø 33 cm
Larghezza della ruota posteriore	10 cm
Larghezza della ruota anteriore	10 cm
Tipo di ruota	Gonfiabili

Altre caratteristiche

Altezza massima del cordolo	14 cm
Cintura di sicurezza	Si
Corno	Si
Luci anteriori e posteriori	Si
Luci lampeggianti	Si
Inversione	Si
Ruote antiribaltamento	Si
Tipo di freno	Elettromagnetico
Massimo. pendio di salita	10°



Panel de control




Rueda trasera y antivuelcos



Luz led

4. INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Solo una persona alla volta può guidare lo scooter Gran Canaria.
- Il carico massimo è di 181 kg.
- Spegnere la chiave prima di accendere o spegnere.
- Guidare sempre con prudenza e fare attenzione alle altre persone che utilizzano la stessa area.
- Utilizzare sempre gli attraversamenti pedonali quando possibile. Fare molta attenzione quando si attraversano le strade.
- Non guidare su pendenze superiori a 10 gradi e usare la massima cautela quando si svolta su pendii.
- Non utilizzare la massima potenza quando si svolta una curva stretta.
- Prestare la massima attenzione e guidare a bassa velocità durante la retromarcia, la guida in discesa o su superfici irregolari e quando si sale sui cordoli.
- Utilizzare la velocità più bassa quando si guida su strade in discesa o su terreni irregolari. Se la velocità è troppo elevata, togliere la mano dal manubrio e lasciare che lo scooter si fermi. Mettere in sicurezza e ripartire.
- Utilizzare sempre una velocità lenta durante la salita, la discesa o l'attraversamento di un pendio o di una pendenza e anche su terreni irregolari, rampe e superfici morbide o sciolte come ghiaia o erba.
- Per evitare qualsiasi pericolo, non sterzare ad alta velocità sulle rampe in salita o in discesa.
- Lo scooter potrebbe non funzionare bene in condizioni di elevata umidità.
- Non lasciare lo scooter a motore durante un temporale di qualsiasi tipo.
- Non utilizzare lo scooter elettrico sotto la doccia.
- L'esposizione diretta alla pioggia o all'umidità causerà il malfunzionamento dello scooter dal punto di vista elettrico e meccanico; potrebbero causare la ruggine prematura dello scooter elettrico.
- Non mettere mai lo scooter in folle quando si rimane su pendii.
- Seguire le leggi sul traffico quando si guida all'aperto.
- Quando lo scooter si trova su un mezzo di trasporto in movimento, non sedersi o rimanere su di esso.



Per il limite di capacità di peso nei diversi gradi di rampa fare riferimento all'immagine

5. ENERGIA ELETTROMAGNETICA



Attenzione! È molto importante leggere queste informazioni sui possibili effetti delle interferenze elettromagnetiche sul tuo scooter a motore.

Le sedie a rotelle elettriche e gli scooter a motore possono essere sensibili alle interferenze elettromagnetiche (EMI), che interferiscono con l'energia elettromagnetica (EM) emessa da fonti quali stazioni radio, stazioni televisive, trasmettitori radioamatoriali (HAM), ricetrasmittenti e telefonici cellulari. Le interferenze (provenienti da sorgenti di onde radio) possono far sì che lo scooter a motore rilasci i freni, si muova da solo o si muova in direzioni indesiderate. Può anche danneggiare permanentemente il sistema di controllo dello scooter motorizzato. L'intensità dell'energia EM interferente può essere misurata in volt per metro (V/m). Ogni scooter a motore può resistere alle EMI fino ad una

certa intensità. Questo è chiamato il tuo "livello di immunità". Maggiore è il livello di immunità, maggiore è la protezione. In questo momento, la tecnologia attuale è in grado di raggiungere almeno un livello di immunità di 20 V/m, che fornirebbe un'utile protezione contro le fonti più comuni di EMI irradiate. Il livello di immunità di questo modello di scooter a motore non è noto. Nell'ambiente quotidiano esistono numerose fonti di campi elettromagnetici relativamente forti. Alcune di queste fonti sono ovvie e facili da evitare. Altri non sono evidenti e l'esposizione è inevitabile.

6. CONOSCI IL TUO SCOOTER

Prima di provare a guidare questo scooter da soli, è importante familiarizzare con i comandi e come usarli.

DESTINAZIONE D'USO

Gli scooter per disabili forniscono un mezzo attraverso il quale un occupante disabile, cioè una persona disabile o una persona che non ha la piena capacità di camminare senza assistenza, ha mobilità e libertà di viaggiare.

INDICAZIONE

L'occupante è una persona che necessita di uno scooter per disabili a causa di limitazioni di mobilità attuali o previste. Gli scooter per disabili sono destinati ad essere applicabili ad almeno il 50% degli utenti adulti, a seconda delle dimensioni corporee degli utenti adulti compresi tra il 50° percentile delle donne adulte e il 50° percentile degli uomini adulti, le capacità e il peso variano.

INTERRUTTORE PRINCIPALE (A)

- Girando la chiave in senso orario su NO per accendere l'alimentazione.
- Girare la chiave in senso antiorario in posizione off per spegnere l'unità.




Figure 5

MANOPOLA DI SELEZIONE RAPIDA (B)

Coniglio significa veloce e tartaruga significa lento. Ruotandolo si controlla la velocità totale trasferita ai controlli con il pollice.



Non impostare la velocità al massimo quando si utilizza lo scooter. Impostare la velocità al massimo quando si va in discesa e impostare la velocità al minimo quando si va in discesa.

PULSANTE CLACSON (C)

Premendo il pulsante per suonare il campanello.

INDICATORE BATTERIA (D)

C'è un misuratore che mostra lo stato della capacità delle batterie. Quando la spia della batteria tende ad accendersi, significa che la capacità di alimentazione è sufficiente.


Quando la spia della batteria tende ad accendersi significa che la capacità di alimentazione è insufficiente.



Controllare la capacità della batteria prima di mettersi alla guida e caricare le batterie quando la carica è bassa.

ALTO/BASSO (1)

L'interruttore di alta e bassa velocità consente di modificare la velocità dal massimo normale alla metà per l'uso su pavimentazione. Luce significa attivato. Alta/bassa velocità.



PANNELLO DI CONTROLLO

Premendo verso il basso (2) per attivare l'indicatore di svolta a sinistra.

Premendo verso il basso (3) si attivano i fari.

Premere verso il basso (4) per attivare l'indicatore di svolta a destra.

Premendo verso il basso (5) si attiva la spia.

Indicatore di direzione destra/sinistra (si spegne automaticamente dopo 30 secondi).

7. INDICATORE DELLA BATTERIA

I blocchi LED diminuiranno solo gradualmente durante la guida. Quando si spegne l'alimentazione durante la ricarica, la funzione verrà disattivata.

Il suono di avviso indicherà, quando la capacità della batteria è inferiore al 25%, dopo aver acceso l'alimentazione, 2 suoni brevi di "Be" segneranno 3 volte (Be Be-Be Be-Be). Può essere attivato o disattivato.

IMPOSTAZIONE DEL SUONO DI AVVISO (ON, OFF)

1. Assicurati che l'alimentazione sia spenta
2. Premere contemporaneamente i pulsanti degli indicatori di direzione sinistro e destro.
3. Accendi l'alimentazione.
4. Dopo 2 secondi, il LED lampeggia per indicare l'inizio dell'impostazione, se si tengono premuti i pulsanti per 10 secondi senza rilasciarli (pulsanti degli indicatori di direzione sinistro e destro) si uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione.
5. Premere il pulsante di regolazione del volume (come il pulsante della luce di arresto (avviso)) per accedere alla modalità di regolazione del volume, premendo il pulsante (ad esempio: pulsante della luce di arresto (avviso)) per regolare il volume.
6. Attendere 10 secondi senza eseguire alcuna azione o premere contemporaneamente i pulsanti degli indicatori di direzione sinistro e destro per 2 secondi per tornare alla modalità operativa normale.

FUNZIONI

1. Suono di avviso di retromarcia
2. Suono di avviso degli indicatori di direzione.
3. Interrompe il suono di avviso (avviso)
4. Suono di avviso di bassa tensione.
5. Volumen de la bocina.

Suono di avviso degli indicatori di direzione = medio. Luce stop (avviso) Suono di avviso = Medio. Suono di avviso di bassa tensione = medio. Suono di avviso di retromarcia = Medio Volume dell'altoparlante = Alto

VOLUME DEL CLACSON.

1. Pulsante del volume.
2. Pulsante degli indicatori di direzione sinistro o destro.
3. Pulsante luce stop (avviso)
4. Pulsante alto e basso
5. Pulsante clacson.

Note: Quando si preme il pulsante del volume (ad esempio: Stop (Avviso) per accedere alla modalità di regolazione del volume, il LED visualizza i blocchi del volume e il volume (ad esempio: Stop (Avviso) Segnale acustico, premere il pulsante (Stop (Avviso)) si accende nuovamente, il volume e il LED diminuiscono gradualmente, premendo una volta il pulsante si aumenterà o diminuirà di un blocco:

Alto >> Medio >> Basso >> Minimo >> Disattivato

REGOLAZIONE DEL VOLUME DEL SUONO DI AVVISO DI RETROMARCIA

1. Spegner l'alimentazione (tasto spento)
2. Premere contemporaneamente i pulsanti degli indicatori di direzione sinistro e destro.
3. Accendere l'alimentazione (tasto acceso Dopo 2 secondi, il LED lampeggia (il che significa che è in modalità di regolazione del volume).
4. Rilasciare i pulsanti entro 10 secondi (pulsanti degli indicatori di direzione sinistro e destro).
5. Premendo il pulsante dei fari anteriori si accede al suono di avviso di retromarcia.
6. Premere il pulsante Head Light per regolare il volume.
7. Dopo l'impostazione, attendere 10 secondi senza alcuna azione oppure premere contemporaneamente i pulsanti degli indicatori di direzione sinistro e destro per 2 secondi per tornare alla modalità operativa normale.

8. INIZIARE A GUIDARE

ACCELERATORE

Tirando l'acceleratore destro (E) lo scooter avanza. Tirando l'acceleratore sinistro (F) lo scooter si muove all'indietro. (Questa operazione può essere invertita se richiesto dal distributore locale.) Rilasciandoli entrambi si attiva il freno automatico. Questi sono anche il tuo acceleratore. Più li premi, più veloce andrai. (Soggetto alla posizione del controllo Coniglio/Tartaruga)..

Assicurarsi sempre che lo scooter sia spento prima di salire o scendere dallo scooter e prima di rimuovere qualsiasi cosa dallo scooter.



REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DEL TIMONE

Tirare la regolazione del timone (G) verso il basso per regolare l'angolo del timone e rilasciarla per bloccarla nella posizione comoda desiderata.

REGOLAZIONE ROTAZIONE SEDILE

Regolare ad un'angolazione comoda tirando la leva (H) verso l'alto per ruotare il sedile (a) a sinistra e a destra.

REGOLAZIONE LONGITUDINALE DEL SEDILE

Regolare in una posizione comoda sollevando la leva (I) per regolare il sedile (a)




Figure 8




Figure 9

⚠ Durante la guida dello scooter, posizionare il sedile nella posizione più avanzata per evitare che si ribalti.

VITI A TESTA ZIGRINATA PER LA REGOLAZIONE DEL BRACCIOLO

1. Allentare le due viti ad alette (K) per regolare la larghezza del braccio e serrarle nuovamente per bloccarlo nella posizione desiderata
2. Regolare l'altezza della vite fissata (J) per controllare l'angolazione del bracciolo.

⚠ Sollevare il bracciolo quando si sale o si scende dallo scooter. Non appendere ai braccioli oggetti pesanti che potrebbero ribaltarsi.

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO (M)

Aiuta a prevenire il ribaltamento dello scooter.

LEVA DI SBLOCCO RUOTE (L)

Quando la leva è in posizione N (Folle), lo scooter può essere spostato manualmente senza alimentazione.

Quando la leva è in posizione D (guida), è possibile guidare lo scooter.

La posizione normale è D.

Il funzionamento a ruota libera è consigliato solo su superfici piane, mai in pendenza. Non lasciare mai lo scooter in pendenza con i motori scollegati. Riavviare sempre i motori immediatamente dopo aver spinto lo scooter..




Figure 10

Figure 11

9. CARICARE LE BATTERIE

Le batterie devono essere caricate prima di utilizzare lo scooter per la prima volta e devono essere ricaricate dopo ogni utilizzo quotidiano. Avrai bisogno dello scooter e del caricabatterie.



Ogni paese può fornire un caricabatterie diverso. La procedura di caricamento potrebbe essere diversa dalla seguente. Se hai bisogno di maggiori dettagli contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati che la chiave dello scooter sia in posizione OFF. Non utilizzare una prolunga per collegare il caricabatterie. Non utilizzare un caricabatterie di un'altra marca per caricare lo scooter.

- Inserire il cavo del caricabatterie nel connettore del caricabatteria sulla presa del caricabatteria. Fare riferimento alla figura sopra per la posizione corretta.
- Collegare l'altra estremità del cavo del caricabatteria a una presa elettrica standard.
- Accendi l'alimentazione. Normalmente, la luce LED (alimentazione) si accende quando passa la corrente elettrica.
- Inizia la ricarica. Durante la ricarica, il LED (ricarica) indicherà una luce arancione, quando diventerà verde, ciò significa che è ben carico.
- Indicazione LED
- LED (ON) - LUCE VERDE ACCESA: Accensione.
- LED (CARICA) - LUCE ARANCIONE ACCESA: in carica / LUCE VERDE ACCESA: completamente carica

SOLUZIONI AI PROBLEMI CON IL CARICABATTERIE

- Risoluzione dei problemi del caricabatterie (A)
Se il LED (POWER) è spento
- Verificare che la tensione in ingresso (115V / 230V) sia la stessa impostata.
- Se la luce è ancora spenta, controllare e riparare il caricabatteria.

- (B) Se la luce LED (CHARGE) è spenta
- Verificare che il collegamento delle clip sia corretto.
- Se la batteria è completamente carica, la spia LED (CHARGE) si spegnerà.
- Se la luce è ancora spenta, la batteria potrebbe essere difettosa.
- (C) Se la luce ARANCIONE può cambiare in VERDE
- Non è possibile caricare la batteria. Controllalo e recuperalo.
- (D) Se la luce ARANCIONE diventa VERDE immediatamente
- Verificare che la batteria sia completamente carica; In caso contrario, la batteria potrebbe essere difettosa. Controllalo e recuperalo.

Il tempo necessario per la ricarica varierà a seconda dell'esaurimento delle batterie. Una ricarica più lunga del necessario non danneggerà le batterie. Non puoi addebitare di più..



10. SMONTAGGIO DELLO SCOOTER

CESTINO DI SMONTAGGIO

1. Sollevare il cestello (O) verso l'alto.




SMONTAGGIO DEL SEDILE

2. Sollevare la leva (H) ed il sedile (a) verso l'alto..







COPERTURA DEL VANO POSTERIORE

3. Aprire il coperchio del vano (P) secondo la direzione della freccia



11. SMONTAGGIO DELLA BATTERIA

Rimuovere le cinghie delle batterie (Q) e scollegare i connettori delle batterie (R) per rimuovere le batterie (b).



12. ASSEMBLAGGIO DEL TUO SCOOTER

Per montare lo scooter è possibile ripetere le istruzioni di smontaggio al contrario. Di seguito vengono fornite brevi istruzioni. Vedere le figure a pagina 12 per individuare le parti.

1. Utilizzare il trim del timone per spostare il timone verso l'alto e allontanarlo.
2. Posizionare il cestino anteriore.

13. UTILIZZO DELLO SCOOTER

È possibile apportare le seguenti modifiche per aumentare il comfort di guida.

- Regolare la posizione del sedile.
- Regolare la larghezza del bracciolo in una posizione comoda.
- Regolare l'angolazione del timone.

1. Prima di utilizzare lo scooter, controllare quanto segue:

- Leva di sblocco ruote in D
- La manopola di selezione rapida è nell'immagine della tartaruga.

2. Sedersi sullo scooter e accendere la chiave, l'indicatore della batteria dovrebbe indicare Pieno.

- La spia dell'autodiagnosi non deve lampeggiare.

3. Quando le tue mani sono comodamente appoggiate sul manubrio, l'acceleratore dovrebbe essere a portata di mano. La leva destra sposta lo scooter in avanti, la leva sinistra lo sposta indietro. Quando rilasci entrambe le leve, lo scooter si fermerà.

- Questo scooter ha un sistema di frenata automatico. Rilasciare l'acceleratore e il freno fermerà lo scooter.

4. Girare lo scooter ruotando il manubrio verso il

3. Posizionare la batteria nel vano batteria.

4. Posizionare il sedile sul reggisella e sollevare la leva (H) per inserire il sedile nel reggisella, quindi ruotare il sedile per bloccarlo nella posizione desiderata

percorso desiderato.

5. Esercitati a guidare dove non ci sono ostacoli. Inizia alla velocità più lenta e guida avanti e indietro; fai qualche giro. Man mano che ti senti più a tuo agio, puoi aumentare la velocità ruotando la manopola della velocità verso l'immagine del coniglio.
6. Se l'indicatore della batteria lo indica, dovresti pianificare di ricaricare le batterie al più presto.
7. Una volta terminata la guida, spegnere la chiave prima di scendere.
8. Una volta terminata la giornata di pedalata, ricaricare immediatamente le batterie.

14. INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO

SALITA IN COLLINA

Potrebbe essere necessario utilizzare una velocità maggiore. Girarsi per rallentare prima di iniziare la discesa.

PENDII IN DISCESA

Procedi lentamente in discesa e regola il comando della velocità vicino alla tartaruga. Più il controllo della velocità è vicino alla tartaruga, più lentamente viaggerà lo scooter. Tuttavia, questo scooter non accelera automaticamente in discesa a causa della frenata automatica, che entra in azione se si tenta di guidare troppo velocemente.

SALIRE SUI CORDOLI

Avvicinati lentamente al cordolo procedendo ad angolo retto. Con uno scooter a 4 ruote è consentita una leggera angolazione. Non tentare un cordolo più largo di 7 cm. Se la spia dell'autodiagnosi inizia a lampeggiare, individuare

il problema nella tabella a pagina 16 e agire. Se lo scooter si rompe e deve essere spostato, scendere, posizionare la leva di sblocco ruote in N, spingere lentamente lo scooter in un luogo sicuro e riportare la leva in D.

Nell'improbabile eventualità che si verifichi un errore di visualizzazione del pannello, è necessario riconfigurare il sistema di visualizzazione accendendo e spegnendo l'interruttore principale. Il circuito di visualizzazione è indipendente dal sistema di controllo del motore. Un errore della console display non influisce sul controllo della velocità dello scooter.

15. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non utilizzare liquidi abrasivi o sgrassanti per pulire. Utilizzare solo un panno umido e un detergente delicato.
- Non utilizzare tubi o spruzzi d'acqua direttamente sullo scooter, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
- L'utente deve ispezionare regolarmente lo scooter per mantenerlo in buone condizioni.
- Controllare se i connettori del cavo di alimentazione sono completamente collegati.
- Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dello scooter devono essere eseguiti da un rivenditore autorizzato.

16. CODICE ERRORE

Luce	Descrizione	Checkpoint iniziali
1	Batteria scarica	Le batterie si stanno esaurendo. <ul style="list-style-type: none"> Ricaricare le batterie.
2	Guasto batteria scarica	Le batterie sono scariche. <ul style="list-style-type: none"> Ricaricare le batterie. Controllare la batteria, i collegamenti e il cablaggio associati..
3	Guasto batteria alta	La tensione della batteria è troppo alta. Ciò può verificarsi in caso di sovraccarico e/o di percorrenza di una lunga pendenza. <ul style="list-style-type: none"> Se si viaggia in pendenza, ridurre la velocità per ridurre al minimo la quantità di carico rigenerativo.
4	Tempo limite di corrente o surriscaldamento del controller	Il motore ha superato per troppo tempo la sua corrente massima. <ul style="list-style-type: none"> Lo scooter potrebbe essersi fermato. Spegni il controller, lascio acceso per alcuni minuti e riaccendolo. Il motore potrebbe essere difettoso. Controllare il motore, i collegamenti e il cablaggio.
5	Freno di stazionamento	L'interruttore di rilascio del freno di stazionamento è attivato oppure il freno di stazionamento è difettoso. <ul style="list-style-type: none"> Controllare il freno di stazionamento e i relativi collegamenti e cablaggi. Assicurarsi che gli interruttori associati siano nelle posizioni corrette.
6	Inibizione alla guida	La funzione di arresto è attiva oppure il caricabatterie è inibito oppure si è verificata la condizione OONAPU <ul style="list-style-type: none"> Condizione di arresto del rilascio (sedile sollevato, ecc.) Scollegare il caricabatteria. Assicurarsi che l'acceleratore sia in folle quando accendi il controller. L'acceleratore potrebbe richiedere una ricalibrazione.
7	Vaso di velocità	L'acceleratore, il controllo automatico della velocità o il cablaggio associato potrebbero essere difettosi. <ul style="list-style-type: none"> Controllare l'acceleratore e l'acceleratore e i relativi collegamenti e cablaggi.
8	Tensione del motore	Il motore o il cablaggio associato sono difettosi. <ul style="list-style-type: none"> Controllare il motore, i collegamenti e il cablaggio associati..
9	Un altro errore	Il controller potrebbe avere un guasto interno. <ul style="list-style-type: none"> Controllare tutti i collegamenti e i cablaggi.



Il codice lampeggiante di guasto di batteria scarica, descritto sopra, è un requisito di diversi standard di sicurezza. Lo scooter emetterà un avviso di batteria scarica visibile e acustico se la tensione della batteria scende al di sotto del 90% della tensione di interruzione. L'avviso consisterà in due brevi lampeggi e avrà la priorità su tutti gli altri codici lampeggianti nel sistema.

17. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è protetto da questa garanzia, a causa del difetto di conformità del cliente che si manifesti entro un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore dovrà continuare a rivolgersi alla parte venditrice per ottenere la riparazione del difetto di conformità del bene, ma se necessario, l'utente dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso per motivi di fabbricazione e non per uso improprio o mancanza di manutenzione.

L'ambito territoriale della presente Garanzia si estende all'intero territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti del consumatore in conformità con le disposizioni del Regio Decreto Legge 7/2021, del 27 aprile, di recepimento delle direttive dell'Unione Europea a tutela dei consumatori.

PROCEDURA PER RENDERE EFFICACE LA GARANZIA

Affinché la Garanzia abbia effetto, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita in cui ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, sia perché chiuso, sia perché il prodotto è stato acquistato in un'altra comunità autonoma, è possibile contattare direttamente il produttore tramite e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com.

È indispensabile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o ricevuta d'acquisto, oppure una bolla di consegna successiva alla fattura o ricevuta, riportante chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore dovrà consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accompagnando una nota esplicativa del difetto di conformità.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente non rispettando le istruzioni indicate in questo manuale o causati da altri fattori umani, uso improprio, collisione con qualsiasi oggetto...
- Danni causati da incidenti, abusi, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore. Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non riporti o il cui numero di serie o di fabbrica sia alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti ad usura.
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, S.L.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARE DANNEGGIATO O CON PARTI MANCANTI.

CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

Gran Canaria

Lo schienale è ribaltabile in avanti e può essere regolato in gradi di inclinazione. I suoi braccioli possono anche essere regolati in altezza e larghezza, offrendo la possibilità di ripiegarli all'indietro.



Gran Canaria

Questo robusto monopattino elettrico è molto confortevole grazie al sedile imbottito e dispone di grande potenza e autonomia.



Etichettatura legenda.



Conformità europea



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Riferimento prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico conforme al MDR

Manuale d'uso

Scooter grande e fisso Gran Canaria

V6 · 17/07/2023