

TECH ASSIST MOBILITY



iRoller

Deambulatore elettrico
multifunzionale

MANUALE D'ISTRUZIONE

Ref. SEPALIROLLER

Oltre 50 anni di vita senza limiti

ⓘ Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato..

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCcare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

Ti suggeriamo di prenderti un momento per leggere le istruzioni che forniamo. In questo modo potrai familiarizzare con il tuo nuovo **deambulatore elettrico multifunzionale iRoller**, che ti consentirà di ottenere da esso il massimo delle prestazioni e della vita utile.


Oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE.

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione del prodotto.....	4
3 — Caratteristiche del prodotto	5
4 — Precauzioni importanti.....	7
5 — Utilizzo e montaggio.....	8
6 — Manutenzione	15
7 — Elenco autodiagnosi	16
8 — Garanzia.....	17

1. PARTES DEL iROLLER



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CAMMINATORE ELETTRICO MULTIFUNZIONE

L'innovativo iRoller ha tre funzioni in una: può essere utilizzato come deambulatore con servoassistenza per l'utente, può essere facilmente convertito in una sedia a rotelle elettrica ed infinitamente il

timo può essere utilizzato come motore di accompagnamento in modo che l'assistente possa trasportarlo senza sforzo. Dispone della tecnologia "tech assist mobilità" di TotalCare Europe.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



INFORMACIÓN GENERAL

Le misure

Larghezza totale	64 cm
Larghezza totale tra le ruote posteriori	44 cm
Profondità totale	100 cm
Profondità con poggia piedi ripiegato	70 cm
Altezza totale (regolabile)	77,5 - 90 cm
Altezza sedile-pavimento	50 cm

Misure piegate

Larghezza totale	30 cm
Profondità totale	70 cm
Altezza totale	77,5 cm

Peso

Peso totale senza batterie	17,50 kg
Peso totale con batteria da 5 Ah	18,25 kg
Peso totale con batteria da 10 Ah	19 kg
Peso massimo supportato	100 kg

Material	Alluminio	Color	nero opaco
-----------------	-----------	--------------	------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posto a sedere

Larghezza del sedile	45 cm
----------------------	-------

Profondità del sedile	30 cm
-----------------------	-------

Motore

Potenza del motore	2 x 250 W
--------------------	-----------

Batteria	5 Ah / 10 Ah
----------	--------------

Autonomia	10 - 20 km (5 Ah) 20 - 40 km (10 Ah)
-----------	---

Velocità massima	6 km / h (modalità sedia elettrica) 5 km / h (modalità motore passeggero)
------------------	--

**L'autonomia del deambulatore iRoller varia a seconda della modalità di utilizzo. Può funzionare come una sedia elettrica, un motore da compagnia o un deambulatore elettrico e, a seconda dell'opzione utilizzata, la sua autonomia sarà diversa.*

Indietro

Larghezza dello schienale	45 cm
---------------------------	-------

Altezza dello schienale	11,5 cm
-------------------------	---------

Bracciolo

Lunghezza del bracciolo	30 cm
-------------------------	-------

Larghezza del bracciolo	5 cm
-------------------------	------

Ruote

Misure della ruota anteriore	Ø 20 cm
------------------------------	---------

Misure della ruota posteriore	Ø 20 cm
-------------------------------	---------

Larghezza della ruota anteriore	3 cm
---------------------------------	------

Larghezza della ruota posteriore	5 cm
----------------------------------	------

Altre caratteristiche

Cintura di sicurezza	Sì
----------------------	----

Claxon	Sì
--------	----

Mandos	Joystick anteriore e controllo del compagno
--------	---

Máxima pendiente	15°
------------------	-----

Pendenza massima (modalità sedia) 5°	5°
--------------------------------------	----

Pieghevole	Sì
------------	----

Tipo di freno	Elettromagnetico intelligente leva del freno
---------------	---



Sensore a infrarossi



Controllo dei compagni



Ruote iRoller

4. PRECAUZIONI IMPORTANTI

4.1. INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Si prega di leggere queste istruzioni prima di iniziare a utilizzare il prodotto e di conservarle per riferimento futuro.
- Questo manuale è scritto per il prodotto iRoller.
- Non mettere a rischio la tua sicurezza e quella di chi ti circonda utilizzando il prodotto in modo errato.
- Alcune parti del prodotto potrebbero sbiadire leggermente alla luce del sole.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme, potrebbe danneggiare alcuni componenti, con conseguenti problemi funzionali.
- Utilizzare solo componenti originali. I componenti non originali possono causare insicurezza e non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare solo componenti originali per riparazioni o sostituzioni effettuate da un rivenditore autorizzato. I componenti non originali possono causare insicurezza e non sono coperti dalla garanzia.
- I danni dovuti a sovraccarico o chiusura e apertura errate non sono coperti dalla garanzia.

4.2. AVVISO DI SICUREZZA

- L'utente deve avere la capacità di completare tutte le operazioni in modo indipendente. In caso contrario, devi essere accompagnato.
 - Non utilizzare il prodotto se qualsiasi parte è danneggiata, rotta, incrinata o mancante.
 - Assicurarsi che tutti i componenti siano bloccati in posizione prima dell'uso.
 - Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e altre fonti di calore, come stufe elettriche o a gas.
 - All'utente è vietato sedersi sul prodotto durante il trasporto in quanto non è concepito per questo tipo di utilizzo.
 - Non utilizzare su rampe superiori a 10°.
 - Non usarlo in caso di maltempo.
 - Non salire o urtare bruscamente la pedana, per evitare danni e/o causare problemi alla propria sicurezza.
 - Se il prodotto cade da un'altezza superiore a 8 cm, la struttura del telaio verrà danneggiata.
 - Mantenerlo ventilato durante la ricarica.
 - La garanzia non è valida in caso di modifica non autorizzata del deambulatore. Si el producto cae desde un lugar alto de más de 8 cm, la estructura del marco se dañará.
- È vietato sporgersi dal veicolo durante il trasporto di persone per evitare problemi di sicurezza.
 - Non operare su scale o scale mobili.
 - Non superare la capacità di peso di 100 kg né utilizzarlo per trasportare merci.
 - Non trasportare passeggeri aggiuntivi.
 - Non svoltare durante la guida in pendenza.
 - Non salire o scendere da pendii ripidi e non piegarsi in avanti per migliorare il baricentro.
 - Non permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo.
 - Non superare le linee guida e i limiti applicabili alla propria sicurezza.
 - Spegner il prodotto prima di alzarsi dalla sedia.
 - Esercitati a guidare in un ambiente sicuro.
 - Tieni presente che devi seguire le leggi locali quando usi il prodotto in aree pubbliche
 - miento puede causar daños al controlador.
 - Si prega di notare che la garanzia non è valida in caso di modifica non autorizzata del deambulatore.
 - Tieni sempre i piedi sui poggiapiedi.
 - Attendere che il prodotto smetta completamente di muoversi prima di spegnere il joystick.
 - Spegner il joystick mentre è in funzione può causare danni al controller.
 - Utilizzare sempre l'impostazione della velocità più bassa durante la discesa.
 - Assicuratevi sempre che le batterie siano completamente cariche prima di partire per un viaggio.
 - Caricare sempre la batteria in aree ben ventilate per evitare potenziali rischi.
 - Controlla sempre la presenza di un ostacolo dietro di te mentre fai retromarcia.
 - Evitare sempre scatti irregolari o svolte di emergenza.








ATTENZIONE IN DISCESA

Non guidare l'iRoller in modalità carrozzina elettrica su pendenze superiori a 5°.


5. USO E MONTAGGIO

5.1. UTILIZZO DEL JOYSTICK UTENTE

Il joystick ha 4 pulsanti, ,  velocità", "—velocità" y .

Se premiamo il pulsante , possiamo aumentare la velocità fino a 5 livelli. Per ridurre, premiamo il pulsante . L'utilizzo del joystick è a 360°, quindi puoi effettuare qualsiasi tipo di svolta. Per andare avanti, inclinare progressivamente il joystick in avanti. Per tornare indietro, inclinare progressivamente indietro il joystick. Per fermare l'iRoller, è necessario rilasciare il joystick e si fermerà immediatamente. Durante la svolta, riduci la velocità per evitare possibili rischi e regola la velocità in base alle tue esigenze.

Non svoltare in pendenza né guidare parallelamente ai pendii. Il prodotto è progettato per terreni pianeggianti. Le ruote potrebbero slittare se si tenta di guidare in pendenza.



5.2. FUNZIONE MOTORE PASSEGGERO

Modalità servoassistita (C1, C2, C3):

- **Acceso:** Premi il pulsante di accensione per attivare il controller complementare.
- **Sensore:** Metti la mano sul pugno destro, il sensore del controller associato ti rileverà e schermo apparirà il testo LCD, ora puoi iniziare



Se ti trovi in discesa l'opzione "Start" non apparirà a causa del blocco di sicurezza del deambulatore. Per iniziare a muoverti in discesa, premi semplicemente brevemente il pulsante "boost" sinistro.

Utilizzare il pulsante "M": per modificare la modalità operativa del motore associato. Hai tre velocità a disposizione: C1 (bassa velocità), C2 (media velocità) e C3 (alta velocità). La velocità massima in modalità C3 è di 5,2 km/h. Ricorda che per cambiare velocità devi utilizzare il pulsante "M".

Con questa funzione è possibile spostarsi in tutte le direzioni (avanti, indietro e girare). Evitare di girare sui pendii.

Questa modalità viene utilizzata quando è necessario aiutare a trasportare una persona, con l'assistente che spinge da dietro il prodotto. La funzionalità del motore associato del deambulatore iRoller fornisce assistenza automatica per alleviare il peso della spinta da parte dell'assistente.



PRECAUCIÓN

In caso di emergenza o se si nota che il deambulatore si sta muovendo rapidamente, togliere la mano dal sensore. Entro 3-5 secondi, il deambulatore si fermerà automaticamente. È anche possibile utilizzare i freni manuali per frenare; tuttavia, se si sceglie questa opzione, il sensore della mano destra rimarrà attivo.

Funzione di accompagnamento del motore a potenza costante e assistita:

- Se si ha bisogno di maggiore potenza per salire su colline ripide, è possibile utilizzare il pulsante di assistenza elettrica. Premendolo si attiva il motore e le ruote iniziano a muoversi. Per spegnere il motore, è sufficiente rilasciare il pulsante.



Per utilizzare la servoassistenza costante in retromarcia, è sufficiente premere il pulsante centrale che visualizza le frecce bidirezionali. Quando viene premuto, il servosterzo si attiverà nella direzione opposta, consentendoti di muoverti facilmente in quella direzione.



PRECAUCIÓN

Tieni presente che questa funzione non è consigliata per i giri. Inoltre, non è consigliabile utilizzarlo per lunghi periodi.

5.3. FUNZIONE RESISTENZA ELETTRICA

Modalità resistenza elettrica (01, 02, 03):

- **Acceso:** Premere il pulsante di accensione (icona di accensione) per attivare il telecomando complementare.
- **Sensor:** Metti la mano sul pugno destro, il sensore del controller in dotazione ti rileverà e sullo schermo LCD apparirà il testo "Avvia", ora puoi iniziare a usarlo.



- **Utilizzare il pulsante "M"** per cambiare la modalità di funzionamento della resistenza elettrica. Hai tre resistenze a disposizione: 01 (alta resistenza), 02 (media resistenza) e 03 (bassa resistenza).


Questa funzione consente al motore di generare resistenza per un migliore controllo del deambulatore. È particolarmente utile per le persone con mobilità ridotta, poiché le aiuta ad avere un maggiore controllo sul proprio deambulatore. Un esempio della sua utilità è nelle discese ripide, dove la funzione 01 fornirà una maggiore resistenza per una migliore stabilità e controllo.

5.4. SEGNALI DAL CONTROLLO COMPAGNO

LL: Durante la modalità uomo a terra, il sistema si blocca automaticamente dopo 5 secondi dal rilascio della maniglia, poiché il sensore non rileva più la tua mano. Lo schermo LCD mostrerà le iniziali "LL". Per sbloccare la funzione, tieni semplicemente nuovamente l'impugnatura e premi un pulsante qualsiasi sul controller associato. Le sigle scompariranno e il prodotto sarà pronto per essere nuovamente utilizzato.



EE: Durante la modalità resistenza elettrica, quando il sistema anticaduta è attivato, lo schermo LCD visualizzerà "EE". Per disattivare questa funzione è sufficiente rilasciare l'impugnatura e premere un pulsante qualsiasi sul controller associato. Gli acronimi scompariranno.



ATTENZIONE

Se sia il joystick anteriore che il controllo complementare sono attivi contemporaneamente, l'indicazione del joystick anteriore avrà sempre la priorità.



Video dell'operazione

Scansiona il codice QR per visualizzare il video esplicativo

Te lo rendiamo semplice, guarda il video e scopri il funzionamento del deambulatore iRoller!



5.5. TARATURA DEL CONTROLLO COMPAGNO

Prima di iniziare a utilizzare il deambulatore iRoller, è consigliabile assicurarsi che il giroscopio interno del controller associato sia adeguatamente calibrato. Ciò garantirà un funzionamento ottimale e preciso del dispositivo.

5.5.1. Controllo della calibrazione

Per assicurarti che sia corretto calibrato, premere il tasto e avanzare tra i programmi fino a arrivare a quello giusto. Il numero da visualizzare dovrebbe oscillare tra -1.0 e 1.0.



Se il valore visualizzato non rientra nell'intervallo compreso tra -1,0 e 1,0, è consigliabile ricalibrare il controllo per un migliore funzionamento su salite e discese.

5.5.2. Calibrazione del controller

Per ricalibrare il controller, attenersi alla seguente procedura:

1. Assicurati che il controller complementare sia spento. Quindi tenere premuto il pulsante per 10 secondi.
2. Riconoscerai di essere entrato nella modalità di calibrazione quando notare che il lo schermo lampeggia la maniera indicata.
3. Attendere qualche istante per il completamento della calibrazione. Una volta terminato, sullo schermo appariranno le lettere "LL".
4. Spegner e riaccendere il controller complementare. Se lo si desidera è possibile rivedere la calibrazione seguendo le istruzioni riportate sopra al punto 5.5.1.



5.6. UTILIZZANDO IL DEPLOYMENT

1. Nella parte inferiore del sedile è presente una fibbia, che blocca il dispiegamento. Per sbloccare ilsbloccare il deambulatore iRoller, tirare la cinghia sul sedile, cinghia sul sedile.



2. Una volta sollevata la cinghia dal sedile, la fibbia si sposterà e sarà possibile aprire il deambulatore.



3. Se lo desideri, puoi sollevare manualmente la maniglia e il prodotto rilascerà il blocco di sicurezza situato sotto il sedile, permettendoti di aprirlo.
4. Una volta sollevata la maniglia, l'iRoller dovrebbe separarsi leggermente. È possibile rilasciare il blocco di sicurezza e premere i bordi del sedile verso il basso per aprire il prodotto. Puoi assicurarti che il blocco di sicurezza sia sicuro sollevando l'iRoller e che non crolli.




Video sulla calibrazione

Scansiona il codice QR per visualizzare il video esplicativo su come calibrare il telecomando

5. Per dispiegare le pedane del deambulatore, afferrare e premere sulla parte superiore arrotondata, in modo da ottenere un dispiegamento fluido e sicuro. Assicurarsi di applicare una forza moderata e costante per evitare di danneggiare i meccanismi interni. Una volta dispiegati, i poggipiedi forniscono un sostegno aggiuntivo e migliorano il comfort e la sicurezza della mobilità.




6. Se si desidera utilizzarla come sedia a rotelle è necessario ruotare lo schienale all'indietro. Se si preferisce utilizzarlo come deambulatore è necessario ruotare lo schienale in avanti."



5.7. USO DELLA PIEGATURA

1. Per piegare il deambulatore, afferrare la cinghia del sedile e sollevarlo. Ciò rilascerà il blocco di sicurezza situato sotto il sedile.




2. Sollevare la cinghia e spingere i lati del sedile verso il centro. Assicurarsi che il deambulatore sia completamente chiuso e che la fibbia sia bloccata.



3. Per piegare i poggipiedi del deambulatore, afferrare e premere verso l'alto la parte superiore arrotondata per un utilizzo sicuro e agevole. Applicare una forza moderata e costante per prevenire danni ai meccanismi interni. Dopo aver applicato questa pressione, sposta i poggipiedi ai lati del telaio iRoller.



4. Sentirai la clip di sicurezza bloccarsi in posizione quando il prodotto sarà piegato correttamente e completamente.




5.8. UTILIZZO DEL BRACCIOLO

Controllare il pulsante di rilascio del bracciolo sulla parte esterna di ciascun bracciolo.

Questa leva è nella posizione bloccata quando i braccioli sono abbassati. Non sarà possibile sollevare il bracciolo quando la leva del bracciolo è in posizione bloccata.


Premere il pulsante di rilascio del bracciolo e sollevare verticalmente il bracciolo.

Il bracciolo si solleverà e consentirà di avvicinarsi al tavolo




5.9. USO DEL MANUBRIO E DELLO SCHIENALE

Il pulsante di rilascio della maniglia si trova sul retro di ciascun bracciolo. Premi il pulsante di rilascio e puoi sollevare ciascuna maniglia.



La maniglia/schienale può essere sollevata di 5 tacche. Si regola su o giù e si blocca in posizione.

È inoltre possibile regolare lo schienale verso l'alto o verso il basso utilizzando le manopole di regolazione situate sul lato della maniglia.




5.10. UTILIZZO DEI FRENI


Freno di servizio: Il prodotto è dotato di freni a mano che possono essere utilizzati durante l'utilizzo del prodotto come deambulatore o sedia a rotelle manuale.

I freni a mano saranno posizionati appena sotto le impugnature sinistra e destra e potranno essere utilizzati mentre si cammina per mantenere l'equilibrio.

Pausa di parcheggio: I freni possono anche essere bloccati in posizione premendo la leva del freno di stazionamento finché non si blocca in posizione. Se ne consiglia l'utilizzo durante il trasporto.




Freno servizio



Freno parcheggio

5.11. UTILIZZO DEL CARICABATTERIE


Assicurarsi che la batteria sia installata nella custodia, collegare la batteria e collegare il joystick. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente utilizzando le frecce.



Se la batteria è installata in modo errato o la connessione non è corretta, avrà effetto durante il funzionamento e fornirà un avviso di errore.

Dos cargadores diferentes, con diferentes métodos de carga.

- El primer método de carga (carga del controlador de joystick frontal)




- El segundo método de carga (carga del mando acompañante).

No fuerce los conectores juntos. Hará que el producto funcione mal o no funcione en absoluto.

La batería debería permitirle conducir una distancia de hasta 16 km en condiciones normales de funcionamiento.

Permita que su vehículo se cargue durante 4 a 6 horas o hasta que la luz del cargador se vuelva verde

Continúe cargando el vehículo 1 hora después de que la luz cambie a verde para cargar completamente la batería.



Retire el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Si el vehículo no se usa durante dos meses, debe cargarlo para aumentar la vida útil.

Mantenga el cargador y el joystick alejados de la humedad y verifique las conexiones de la batería para asegurarse de que no estén corroídas.

No dejes que tu batería se congele. Si se congela, acortará la vida útil de la batería.


Luz del cargador:

- ROJO: batería sin carga.
- NARANJA: la batería se está cargando.
- VERDE: la batería está completamente cargada.


5.12. MONTAJE DEL CONTROLADOR

TRASERO

Instale el controlador trasero en el mango derecho. Notará una muesca deslizante debajo del controlador trasero.




Deslice la muesca del controlador en el mango y deslice con la almohadilla para el pulgar colocada en el interior como se muestra.




5.13. MONTAJE DEL CONTROLADOR DELANTERO


Ajuste el reposabrazos al estado normal. Primero busque el controlador de joystick frontal y retire los tornillos del joystick con el juego de herramientas.



Instale el controlador de joystick en el reposabrazos. Vuelva a instalar los tornillos en el joystick. Ajuste los tornillos.




La lunghezza del joystick è regolabile, regolare la lunghezza appropriata e quindi serrare le viti per avvitare.



5.14. MONTAGGIO JOYSTICK POSTERIORE

Installa il controller complementare sull'impugnatura destra. Noterai una tacca scorrevole sotto il controller posteriore.


Far scorrere la tacca del controller nella maniglia e farla scorrere con il pollice posizionato all'interno come mostrato.




5.15. MONTAGGIO DEL JOYSTICK DA DESTRA A SINISTRA

Cambia il controller da utilizzare sul braccio sinistro o sul braccio destro a seconda delle tue preferenze. Se il braccio destro utilizza il controller anteriore, non è necessario eseguire il seguente tutorial, fare riferimento a (Installazione del controller joystick anteriore). Utilizzare il controller anteriore sul braccio sinistro, seguire i passaggi seguenti.


Per prima cosa trova il cacciavite nella borsa degli attrezzi e solleva il braccio. Svitare le viti del braccio. Utilizzando il secondo cacciavite, svitare la seconda vite. Rimuovere la copertura del braccio sinistro e installarla sul braccio destro.




Installare le due viti svitate sul braccio destro.



Utilizzare un cacciavite per rimuovere le due viti sulla parte inferiore del controller anteriore. Rimuovere la piastra di supporto anteriore del controller e ruotarla di 180°.



Reinstallare le viti sul controller anteriore e installare il controller anteriore sul braccio sinistro.




5.16. MONTAGGIO DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI


Per collegare il controller del joystick anteriore al controller, individuare la porta di connessione situata sul joystick come mostrato nell'immagine e avvitare in posizione.



Per collegare il controller posteriore al conducente, individuare la porta di connessione situata sul controller posteriore e il cavo di alimentazione situato sotto il sedile. C'è una linguetta gialla sul cavo di alimentazione del controller posteriore, collega la porta maschio e femmina e collegale insieme.



Il connettore del controller è un connettore impermeabile M12 a sei core, vedere le frecce nella figura seguente, allineare le frecce sui connettori su entrambe le estremità, inserirlo e serrare il dado.



6. MANUTENZIONE

Pulizia del telaio del prodotto: Utilizzare un panno morbido per strofinare spesso il rivestimento superficiale del telaio, mantenendolo pulito; Non utilizzare lubrificanti per la manutenzione del prodotto. Se il telaio è rotto, contattare il produttore.

Manutenzione del controller: Pulisci il controller e il joystick con un panno e un detergente neutro. Il joystick deve essere pulito con attenzione e mai con materiali abrasivi o detergenti a base alcolica. Durante il trasporto del prodotto, proteggere il controller da eventuali danni. Prima di controllare, assicurati che il controller sia spento. Controllare il joystick per vedere se è deformato o danneggiato. Provare ad azionare il joystick e, dopo averlo rilasciato, verificare che sia possibile ritornare al punto centrale. Se riscontri problemi durante il processo, contatta il tuo rivenditore.

Motori: Verificare la presenza di perdite di olio o aumento del rumore. In tal caso, contattare il fornitore o il produttore.

Mantenimento dell'affidabilità del connettore: Controllare se le viti e i dadi del telaio sono serrati. In caso di problemi, risolverli in tempo per garantire la sicurezza di guida.

Cuscini: Lavare i cuscini e gli schienali con acqua tiepida e acqua saponata diluita ed evitare di riporli in ambienti umidi.

Freno elettromagnetico: freno di marcia. Per verificarlo, far funzionare il prodotto alla massima velocità in avanti in linea retta su una superficie piana di asfalto, quindi rilasciare il joystick del controller, farlo ritornare automaticamente nella sua posizione originale e misurare la distanza da quando si rilascia il joystick fino al suo arresto. fermate. Se la distanza è maggiore dell'originale, l'effetto frenante è diminuito e se la distanza supera 1,5 m, contattare il rivenditore o il produttore per la riparazione.

Ti consigliamo di ispezionare il tuo prodotto due o tre volte l'anno.

- **Telaio:** Stringere eventuali viti allentate secondo necessità.
- **Ruote:** Assicurati che girino facilmente. Se la resistenza è maggiore, potrebbero essere necessari nuovi cuscinetti.
- **Bracciolo:** Cercare segni di usura o allentamento eccessivi.
- I pezzi di ricambio e i problemi principali devono essere gestiti da un professionista.

7. ELENCO AUTODIAGNOSI

Errore	Causa del fallimento	Soluzione
E0001	Malfunzionamento del joystick del controller anteriore.	Quando si avvia la sedia, rilasciare il joystick: Se il guasto persiste, contattare il personale di manutenzione ortopedico per sostituire il controller anteriore.
E0002	Malfunzionamento del motore sinistro.	Controllare se l'uscita del motore sinistro è danneggiata. Se danneggiato, sostituire il motore. Controllare se la porta di collegamento del motore sinistro è inserita bene e la connessione è salda e sicura. In caso contrario, sostituire il motore.
E0003	Malfunzionamento dei motori sinistro e destro.	Controllare se la presa del motore destro è danneggiata. Se danneggiato, sostituire il motore. Controllare se la porta di collegamento del motore corretta è inserita correttamente e la connessione è salda e sicura. In caso contrario, sostituire il motore.
E0004	Guasto al motore destro.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E0008	Errore di comunicazione del controller anteriore.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E0010	Errore di rilevamento corrente del motore destro.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E0020	Il rilevamento della carica della batteria non è corretto.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E0040	Guasto 15 V.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E0800	Errore di comunicazione del controller anteriore.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E-013	Guasto al motore sinistro.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E-014	Guasto al motore destro.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E-015	Guasto al motore sinistro e destro.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E-016	Guasto al motore MOS sinistro.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E-017	Guasto al MOS del motore destro.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E-018	Motore MOS sinistro e destro.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E-021	Errore di comunicazione del comando posteriore.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
EE	Allarme caduta a terra.	Ritorna alla normalità dopo l'allarme di ribaltamento.
E-023	Sensore di assetto anomalo.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E-024	Calibrazione dell'assetto del veicolo.	Consultare l'articolo 5 "uso e montaggio".
E-025	Il sensore di rilevamento della presa anomala.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E-026	Il sensore di rilevamento dell'impugnatura non è calibrato.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.
E027	Il pannello a sfioramento è anomalo.	Rivolgiti al tuo ortopedico per la sostituzione.

12. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.



L'iRoller è un prodotto rivoluzionario per la mobilità che combina tre funzioni essenziali in una, offrendo versatilità e comfort senza precedenti.



Presenta un design intelligente che consente una piegatura compatta. Quando non viene utilizzato, l'iRoller si ripiega rapidamente e facilmente, facilitando la conservazione.



Etichettatura.



Conformidad Europea.



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza.



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.



Informazioni sul produttore.



Data di produzione.



Rappresentante europeo.



Lotto.



Riferimento prodotto.



Numero di serie.



Dispositivo medico conforme al MDR.

Manuale d'istruzione

Deambulatore elettrico multifunzionale

V5 · 18/07/2023