



Kittos Carbon

Sedia a rotelle
elettrico pieghevole

MANUALE D'USO

Ref. SEPALCARBONNM

più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, poiché possono presentare modifiche progettuali a seconda delle esigenze costruttive.

Il prodotto in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Consulta il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto **IM di TotalCare Europe**.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo significa che i nostri prodotti offrono i migliori vantaggi, permettendoti di godere di più libertà ogni giorno e l'autonomia di cui hai bisogno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. Questo ti permetterà di familiarizzare con la tua nuova sedia a rotelle elettrica **Kittos Carbon**, che ti consentirà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da essa.

più di **50 anni** vivono **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

È importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti de Kittos Carbon.....	4
2 — Descrizione del prodotto.....	4
3 — Caratteristiche del prodotto	5
4 — Precauzioni d'uso	7
5 — Utilizzo e montaggio.....	10
6 — Manutenzione e conservazione	12
7 — Analisi e risoluzione dei problemi	13
8 — Garanzia.....	14

1. PARTI DEL KITTOS CARBON



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEDIA A ROTELLE ELETTRICA PIEGHEVOLE IN FIBRA DI CARBONIO

La sedia a rotelle elettrica Kittos Carbon si distingue per il design compatto e il peso ultraleggero. Realizzato in fibra di carbonio, è straordinariamente leggero, pesa solo 14,5 kg (senza batteria), mentre la sua resistenza gli permette di sostenere fino a 136 kg.

Le sue dimensioni ridotte lo rendono l'opzione ideale per la mobilità in spazi ristretti, sia interni

che esterni. Dotato di due motori da 250 W, raggiunge una velocità di 6 km/h e offre due opzioni di batteria al litio: 12 Ah e 20 Ah, quest'ultima garantisce un'autonomia fino a 25 km.

Il Kittos Carbon facilita il trasporto e la movimentazione grazie alla sua leggerezza e dimensioni compatte, rendendo questi compiti semplici e senza complicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



KITTOScarbon

Misure

Larghezza totale	57 cm
Profondità senza poggipiedi	72 - 77*
Profondità con poggipiedi	93 - 98*
Altezza totale	93
Altezza sedile - pavimento senza cuscino	47
Altezza del sedile - pavimento con cuscino	51

*Profondità regolabile grazie alle ruote antiribaltamento

Misure piegate



Profondità piegata	37 cm
Piegato in alto	77 cm

Peso

Peso totale (senza batteria)	14,5 kg
Peso totale (batteria da 12 Ah)	16 kg
Peso totale (batteria da 20 Ah)	17,5 kg
Peso massimo supportato	136 kg

Materiale

Fibra di carbonio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Asiento

Posto a sedere	39 cm
Larghezza utile dei sedili	44 cm
Profondità del sedile	44 cm

Motore

Motore	2 x 250 W
Batteria	12 Ah / 20 Ah (litio)
Numero di batterie	1
Autonomia	10 - 15 km (12 Ah) / 20 - 25 km (20 Ah)
Velocità massima	6 km/h
Caricatore esterno	2 Ah
Tempo di ricarica	8 ore

Braccioli

Lunghezza del bracciolo	27 cm
Larghezza del bracciolo	5
Tipo di bracciolo	Iniettato / Pieghevole

Supporto


Larghezza dello schienale	44
Altezza dello schienale	50
Tipo di schienale	Fisso

Ruote

Dimensioni ruota anteriore	Ø17 cm
Dimensioni ruota posteriore	Ø21 cm
Larghezza delle ruote anteriori	4 cm
Larghezza della ruota posteriore	5 cm
Tipo di ruote	Massicci

Altre caratteristiche

Altezza massima del cordolo	4 cm
Cestino	Rimovibile
Cintura di sicurezza	Sì
Clacson	Sì
Luci a LED	No (Lightcare opzionale)
Pendenza massima in salita	6°
Raggio di sterzata	80 cm
Ruote antiribaltamento	Sì (regolabile)
Tipo di freno	Elettromagnetico



4. PRECAUZIONI PER L'USO

4.1. ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere il manuale d'uso: prima di mettersi in viaggio, è indispensabile leggere e comprendere il manuale d'uso nella sua interezza.

Capacità di carico: la capacità di carico massima è indicata nella tabella dei parametri delle caratteristiche tecniche. Si prega di non sovraccaricare il veicolo, poiché è progettato per un uso individuale e non deve trasportare passeggeri.

Condizioni di guida: non guidare sotto l'effetto di alcolici o in stato di estrema stanchezza.

Guida notturna e in condizioni di scarsa visibilità: evitare di guidare di notte o in condizioni di scarsa visibilità..

Autotest prima della guida: eseguire un autotest prima di ogni viaggio. Se si guida per la prima volta, consultare le sezioni "Regolazione" e "Pratica prima dell'uso" del manuale.

Protezione dagli elementi ambientali: tenere presente che la carrozzina non è impermeabile; evitare quindi di esporre la carrozzina alla pioggia o alla neve e astenersi dalla guida in tali condizioni atmosferiche.

4.2. ATTENZIONE IN USO

Superficie di guida: la Kittos Carbon è progettata per la guida su superfici piane. Evitare terreni fangosi, ripidi, morbidi, stretti, ghiacciati o in cattive condizioni stradali.

Evitare gli ostacoli: la carrozzina Kittos Carbon è in grado di superare gli ostacoli, ma si raccomanda di rallentare e muoversi lentamente.

Capacità di arrampicarsi: la carrozzina può arrampicarsi con un angolo di inclinazione massimo di 6°.

Evitare la folla e il traffico intenso: evitare di guidare in aree affollate o con traffico intenso.

Sicurezza di guida: accertarsi che il sistema di controllo sia installato correttamente. Mantene-

re il joystick in posizione verticale, sedersi correttamente e allacciare tempestivamente la cintura di sicurezza. In caso di perdita di controllo dovuta a un ribaltamento, appoggiarsi allo schienale.

Accensione e impostazione della velocità:

Accensione e impostazione della velocità: quando si accende la carrozzina, verificare che la velocità impostata sia adeguata alle proprie capacità operative. Si consiglia di iniziare a guidare a bassa velocità a ogni utilizzo, accelerando gradualmente.

ATTENZIONE

L'uso contemporaneo di questa apparecchiatura con altri dispositivi o l'impilamento deve essere evitato, in quanto potrebbe causare un funzionamento errato. Se tale uso è necessario, è necessaria una supervisione costante per garantire il normale funzionamento di entrambi i dispositivi.

L'uso di accessori e cavi non specificati o forniti da TotalCare Europe con questa apparecchiatura può provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura, con conseguente funzionamento improprio.

ATTENZIONE

Non siamo responsabili per lesioni personali o danni alle cose derivanti da un uso improprio. Per evitare danni o lesioni dovuti a un uso improprio della carrozzina, l'utente deve adottare misure di sicurezza. Rispettare le norme locali sul traffico pedonale. Poiché può essere difficile vedere, attendere che la strada sia libera prima di procedere con estrema cautela. L'uso di dispositivi di sicurezza come catarifrangenti, indumenti riflettenti, luci e simboli è essenziale per la sicurezza durante la guida.

4.3. AVVERTENZE PER L'USO

Manovre non indicate: non tentare mai di eseguire da soli nuove manovre, se non quelle indicate nel manuale.

Modifiche non autorizzate: non apportare modifiche non autorizzate al Kittos Carbon. L'aggiunta di accessori può alterare specifiche come il peso complessivo, le dimensioni o il centro di gravità. Tenere presente che alcune modifiche possono danneggiare gli oggetti circostanti.

Uso non previsto: non utilizzare la sedia a rotelle per scopi diversi da quelli previsti, come allenamento con i pesi, pratica sportiva, traino, trasporto, trasferimento o rimorchio, in quanto ciò potrebbe rappresentare un pericolo per la sicurezza e uno stress eccessivo per la sedia a rotelle.

Fumare sulla sedia a rotelle: si consiglia vivamente di non fumare sigarette mentre si è seduti sulla sedia a rotelle.

Sedile e modifiche: non modificare le caratteristiche del sedile e non collocare cuscini o imbottiture sul sedile, poiché ciò potrebbe causare instabilità e possibili cadute dell'utente.

Salire o scendere: prima di salire o scendere dalla carrozzina, sedersi il più indietro possibile per evitare lesioni da ribaltamento.

Braccioli e poggiapiedi: evitare di aggrapparsi ai braccioli per evitare il ribaltamento e le lesioni. Inoltre, evitare di concentrare il peso sul poggiapiedi per prevenire il ribaltamento e le lesioni personali.

Uso dell'ossigeno: prestare la massima attenzione quando si utilizza l'ossigeno in prossimità di circuiti elettrici o materiali combustibili. Consultare il fornitore di ossigeno per informazioni sull'uso sicuro.

Modalità manuale: non utilizzare la sedia a rotelle in modalità manuale senza un accompagnatore, poiché ciò potrebbe causare lesioni. Non muoversi da soli quando si è seduti; se necessario, chiedere assistenza all'accompagnatore.

Impostazioni del controller: Attenzione. Non modificare le impostazioni del joystick. Chiedete al vostro ortopedico o alla farmacia di controllarle se notate un cambiamento nella vostra capacità di controllare la carrozzina.

Arresto improvviso: durante il funzionamento, la carrozzina potrebbe arrestarsi improvvisamente. Non operare in presenza di anomalie o irregolarità.

Modalità manuale su piano inclinato: evitare di posizionare la carrozzina in modalità manuale su un piano inclinato per evitare la perdita di controllo e i movimenti involontari.

Seduta in posizione fissa: e si prevede di rimanere seduti in posizione fissa per un lungo periodo di tempo, spegnere l'alimentazione per evitare movimenti accidentali della carrozzina. Evitare accessori che interferiscano con il joystick, in quanto potrebbero causare movimenti imprevisti della carrozzina.

4.4. SI PREGA DI NOTARE LE SEGUENTI INDICAZIONI

1. Non collegare il cavo direttamente al terminale/clip della batteria per caricarla.
2. Non collegare altri dispositivi all'elettronica e non alimentare altri dispositivi con la batteria della carrozzina.
3. Quando si scollega il cablaggio, tenere il terminale per evitare di danneggiarlo. Non tirare direttamente il cablaggio.
4. Quando si sale su pendii, guidare in linea retta. Evitare di formare un angolo con la pendenza e prestare attenzione durante la salita per ridurre la possibilità di ribaltamento.
5. Un immagazzinamento prolungato a temperature estreme ne danneggia il funzionamento.
6. Controllare sempre la corrosione dei componenti elettrici, le condizioni dei freni, dei cablaggi e dei terminali. Se necessario, sostituirli.
7. Non rimuovere il fusibile dal cablaggio della batteria. Se danneggiato, contattare il fornitore per la sostituzione.
8. Scendere i pendii alla velocità minima. Se la velocità è superiore a quella prevista, rilasciare la leva del joystick per arrestare la carrozzina e poi premerla leggermente per controllare la velocità di discesa. Contattare l'assistenza se gli accessori del sedile si allentano; sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.

9. Non portare la carrozzina nella doccia, nella vasca da bagno, in piscina o nella sauna. Condizioni come pioggia, neve, sale, nebbia o superfici ghiacciate possono causare la corrosione intempestiva di viti e accessori.
10. La retromarcia è possibile solo su strade pianeggianti. Effettuare la retromarcia in modo fluido e a bassa velocità, fermandosi spesso per verificare la presenza di ostacoli. Evitare di inclinarsi in discesa o all'indietro lungo il pendio per evitare il ribaltamento.
11. Evitare qualsiasi posizione o movimento che possa spostare il baricentro quando si è seduti sulla sedia a rotelle, per evitare il ribaltamento.
12. Non appoggiare tutto il peso su un lato del bracciolo, per evitare il ribaltamento. Evitare di mettere le mani sopra il sedile o di inclinare il corpo per evitare cadute.
13. Sebbene la carrozzina possa attraversare ostacoli alti, si raccomanda di non tentare di superare altezze specifiche. In caso di dubbio, chiedere assistenza e prestare attenzione alle proprie capacità e limitazioni personali.
14. Non guidare la sedia a rotelle sulle rive di corsi d'acqua, laghi o mari. Evitare di guidare in acqua. Evitare l'esposizione prolungata ad ambienti eccessivamente caldi o freddi, per evitare di danneggiare le parti imbottite e non, nonché la batteria e i suoi componenti.
15. Non trascinare la carrozzina per evitare di danneggiare le parti principali a causa della velocità eccessiva.
16. Prestare molta attenzione quando si salgono e scendono le scale con la sedia a rotelle ferma. La piegatura della carrozzina deve essere effettuata con la partecipazione di persone fisicamente capaci.



ATTENZIONE

Tenere indumenti e oggetti lontani dalla ruota mentre la carrozzina è in movimento. Non trascinare oggetti dietro la carrozzina durante la guida.

Mantenere i terminali del connettore del caricabatterie puliti e asciutti per evitare danni all'impianto elettrico e lesioni personali.

Non utilizzare la carrozzina con la batteria scarica per evitare di rimanere intrappolati.

Ridurre la velocità in curva, evitare le curve strette e mantenere il baricentro stabile. Non spostare il baricentro nella direzione opposta quando si gira per evitare il ribaltamento.



ATTENZIONE

Evitare strade o pendii pericolosi, come neve, ghiaccio, erba tagliata o foglie bagnate

Evitare di sovraccaricare un lato del bracciolo per prevenire l'inclinazione

Evitare di appoggiare le mani sul sedile o di inclinare il corpo per evitare danni allo schienale e cadute.

Anche se la sedia a rotelle può superare ostacoli alti, non tentare di superare l'altezza specificata. Per domande sulla sicurezza durante il superamento di ostacoli, chiedere aiuto. Prestare attenzione alle proprie capacità e restrizioni personali. Potrebbe essere necessario rimuovere o coprire le soglie e installare rampe alle uscite e agli ingressi.

Evitare sempre di utilizzare la sedia a rotelle vicino a binari o attraversamenti ferroviari. Evitare di guidare lungo le rive di fiumi, laghi o mari.

Non esporre la sedia a rotelle a fiamme libere. Non superare scale o scale mobili con la sedia a rotelle.

Per garantire la propria sicurezza, leggere e comprendere il presente manuale. Fare attenzione quando si guida una sedia a rotelle per garantire la propria sicurezza.

Questa sedia a rotelle potrebbe entrare nell'ascensore; spegnere l'alimentazione e sedersi saldamente per evitare il movimento.

L'aggiunta di accessori o modifiche può aumentare la suscettibilità alle interferenze delle onde radio; segnalare eventuali incidenti al produttore. Non utilizzare sotto l'effetto di alcol.

Ogni sedia è unica; prendetevi il tempo di conoscerla prima di guidarla.

5. USO E MONTAGGIO

5.1. USO DELLA MANOPOLA DI CONTROLLO

Pulsante di accensione: premere per 2 secondi per accendere la Kittos Carbon. Per spegnere, ripetere l'azione..

Joystick: controlla direzione e velocità. Spingere per movimento veloce; rilasciare per frenare.

Evitare qualsiasi accessorio che possa interferire con il funzionamento del joystick, in quanto potrebbe causare un movimento accidentale della carrozzina.



Clacson: premere questo pulsante per attivare il clacson.

Pulsante di aumento e diminuzione della velocità: dopo aver acceso il Kittos Carbon, l'indicatore mostra la velocità corrente. Premere per regolare, ogni barra indica velocità. Utente regola intervallo



Eseguire una carica completa prima del primo utilizzo per garantire un collegamento ottimale tra il sistema di controllo e la batteria al litio.

5.2. USO DEL CARICO DELLA SEDIA

Utilizzo della batteria del joystick: La durata della batteria si riflette nell'indicatore della batteria, che ha una scala di 5 spie, che diminuiscono man mano che la batteria si scarica. È consigliabile caricare la batteria della sedia a rotelle quando sono accese le 2 spie della batteria, perché è meglio per la durata della batteria.



2 spie sull'indicatore della batteria, perché è meglio per la durata della batteria.

Ricarica della poltrona (metodo 1): collegare la spina del caricabatterie all'interfaccia a tre fori del controller. Collegare il caricabatterie a una normale presa di corrente. La luce blu indica che la batteria è in carica e la luce verde si accen-



de quando la batteria è completamente carica. Quando la batteria è carica, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie.



Ricarica della batteria fuori dalla carrozzina (metodo 2): Sganciare la fibbia della batteria sotto il sedile; afferrare la maniglia e tirare con cautela in avanti.

Caricare completamente la nuova batteria prima dell'uso per raggiungere il 90% delle prestazioni. Fare una carica completa dopo ogni uso per superare il 90%. Dopo quattro o cinque cicli di carica, l'utilizzo si avvicina al 100%, prolungandone la durata.

In caso di guasto, acquistare e sostituire la batteria. Riportare quelle usate in ortopedia o farmacia per lo smaltimento, evitando contaminazioni.

Se inutilizzata, caricare la batteria ogni mese e usarla per più di 20 minuti per prolungarne la durata. Le batterie usate per più di tre anni devono essere portate in ortopedia o farmacia per assistenza o sostituzione.

Evitare calore e fuoco durante la carica. Posizionare il prodotto in un'area aperta, pulita e ventilata, senza sostanze infiammabili, esplosive o chimiche. Le batterie sostituite o dismesse devono essere smaltite secondo le leggi locali.

5.3. TIILIZZO DELLA PIEGATURA E DELLO SPIEGAMENTO

Chiusura: aprire la leva di sicurezza, come nell'immagine sotto. Tenendo il sedile da un lato, tieni lo schienale con l'altro, quindi spingi in avanti e si piegherà.



5.4. USO DEI BRACCIOLI

Per ripiegarlo, premere il pulsante di bloccaggio sotto il bracciolo e sollevarlo contemporaneamente.

Per ripiegare il bracciolo, premere fino a sentire un "clic" che indica il blocco del pulsante. Il bracciolo tornerà nella sua posizione originale.



5.5. USO DELLE ANTICADUTA

Per la regolazione, premere il fermo della staffa e posizionarlo nel foro del limite una volta confermata la posizione.



5.6. USO DELLO SBLOCCO DEI FRENI (RUOTA LIBERA)

La leva del freno, collegata al motore di trazione, ha due posizioni. Nella prima immagine, la carrozzina funziona in modalità elettrica, azionata dalla sola forza motrice. Nella seconda, la carrozzina passa alla modalità manuale, che consente di guidarla a mano.



5.7. MONTAGGIO DEL JOYSTICK

Regolare il joystick nella posizione più comoda per le proprie esigenze. Allentare il pulsante sul bracciolo ed estendere il joystick. Una volta nella posizione desiderata, fissare saldamente il joystick stringendo la manopola.



5.8. MONTAGGIO DELLA BATTERIA

Per prima cosa, tirare la leva in avanti, rimuovere la batteria e inserirla completamente nella guida della batteria.



6. MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

6.1 MANUTENZIONE

Come ogni veicolo a motore, anche la vostra sedia a rotelle ha bisogno di una manutenzione ordinaria. Alcuni controlli possono essere eseguiti da soli, ma altri richiedono l'aiuto di un professionista. La manutenzione preventiva è fondamentale.

Seguendo queste indicazioni, la vostra Kittos Carbon garantirà anni di funzionamento senza problemi. In caso di dubbi, contattare il rivenditore.

Umidità: evitare di esporre la carrozzina ad ambienti umidi. L'umidità può causare malfunzionamenti elettronici e meccanici, nonché la corrosione dei componenti elettrici.

Temperatura: tenere presente che le temperature estreme possono influire sulle prestazioni della carrozzina. Assicurarsi di tenerla in ambienti adeguati.

Manutenzione e pulizia

- Evitare di urtare le unità di controllo e l'esposizione prolungata a condizioni estreme come il caldo, il freddo o l'umidità.
- Mantenere la centralina pulita e controllare i collegamenti per assicurarsi che sia in buone condizioni.
- Se l'indicatore della batteria è rosso (batteria scarica), caricare immediatamente la batteria.
- I cuscinetti delle ruote non necessitano di lubrificazione perché sono sigillati.

- Evitare di lavare la carrozzina con acqua o di esporla direttamente all'acqua. La superficie del telaio ha un rivestimento protettivo che si pulisce facilmente con un panno umido.
- Non utilizzare prodotti chimici su sedile e braccioli in vinile, perché potrebbero causare scivolamenti o screpolature. Utilizzare un panno umido con acqua saponata neutra e asciugare correttamente.

Dopo l'uso:

- Scollegare l'alimentazione e vietarne l'uso a bambini o persone non coscienti.
- Conservare la carrozzina a temperatura normale per preservarne le prestazioni.
- Pulire la carrozzina con un panno morbido, evitando prodotti chimici.
- Se necessario, lavare e asciugare lo schienale.



ATTENZIONE

Per garantire la qualità della carrozzina, in caso di sostituzione di parti di consumo come batteria, ruote, joystick, motore/attuatore o caricabatterie, vi invitiamo a rivolgervi al vostro ortopedico o alla vostra farmacia. È essenziale utilizzare ricambi originali dello stesso modello e delle stesse specifiche e le riparazioni devono essere eseguite da centri di assistenza professionali.

6.2. CONTROLLI GIORNALIERI

Per preservare le prestazioni ottimali della carrozzina, si raccomanda di eseguire ispezioni regolari prima di ogni utilizzo, nonché controlli settimanali, mensili e semestrali. Fare riferimento alla tabella seguente per i principali punti di ispezione.

Elementi di ispezione	In qualsiasi momento	Settimanale	Mensile	Semestrale
Mozzi delle ruote, meccanismi di trasmissione			●	
Funzione joystick	●			
Freno	●			
Linee di collegamento		●		
Stato della batteria	●			
Stato dei pneumatici			●	
Stato del telaio				●
Stato del motore e conducente				●
Sterzo e altre funzioni delle ruote anteriori		●		
Pulizia	●			

7. ANALISI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo carrello è dotato di un dispositivo di segnalazione automatico. Il pannello di controllo mostra uno schema specifico e suona un allarme quando il servizio è fuori servizio. Consulterà la tabella per risolvere il problema. Se persiste rivolgersi all'ortopedico o alla farmacia.

2 allarme + modello pannello controller 1	Controllare il cavo di collegamento della comunicazione tra il controller superiore e quello inferiore
2 allarme + modello pannello controller 2	Controllare il motore e il cablaggio corretti
2 allarme + modello pannello controller 3	Controllare il freno destro e il cablaggio
2 allarme + modello pannello controller 4	Controllare il motore sinistro e il cablaggio
2 allarme + modello pannello controller	Controllare il motore sinistro e il cablaggio
2 allarme + modello pannello controller 6	Il controller è in stato di sovracorrente o cortocircuito all'estremità del motore, il carico è troppo pesante.
2 allarme + modello pannello controller 7	La leva del joystick sul controller non funziona correttamente o non è più in posizione/contatto.
2 allarme + modello pannello controller 8	Guasto del controller stesso
2 allarme + modello pannello controller 9	Sottotensione o guasto della batteria

8. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è tutelato da tale garanzia, per difetto di conformità del cliente che si manifesti entro il termine di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore deve continuare a contattare il venditore per riparare il difetto di conformità del bene, ma se necessario, il l'utente deve dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della fabbricazione e non a causa di uso improprio o mancanza di manutenzione. L'ambito territoriale di questa Garanzia è per l'intero territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti a disposizione del consumatore in conformità con le disposizioni del regio decreto-legge 7/2021, del 27 aprile, che recepisce le direttive dell'Unione europea in difesa dei consumatori.

PROCEDURA PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita dove ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile. È possibile contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com.

È indispensabile presentare una copia della fattura o dello scontrino di acquisto, o una bolla di consegna successiva alla fattura o allo scontrino, al momento del reclamo, che indichi chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore deve consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accompagnato da una nota esplicativa del difetto di conformità.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente dal mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale o causato da altri fattori umani, uso improprio, collisione con un oggetto...
- Danni causati da incidente, abuso, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti a usura.
- Riparazione o la sostituzione della parte difettosa sarà effettuata da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARENTEMENTE DANNEGGIATO O MANCANTE DI PARTI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

KITTOScarbon



Etichettatura legenda.



Conformità europea



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Riferimento prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico conforme al MDR

Manuale d'uso

Sedia a rotelle elettrico pieghevole **Kittos Carbon**

V1 · 14/06/2024