

iTAKA



iTaka

Cadeira de rodas
dobradura elétrica

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SEPACITAKAM

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por ter adquirido um produto **IM** by **TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e resistiu aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo significa que os nossos produtos oferecem o melhor desempenho, permitindo-lhe desfrutar da liberdade e autonomia de que necessita cada vez mais todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções que fornecemos. Isto irá ajudá-lo a conhecer melhor a sua nova cadeira de rodas elétrica **iTaka**, permitindo-lhe tirar o máximo partido e ter mais prazer em utilizá-la.


mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 – Partes da cadeira iTaka	4
2 – Descrição do produto	4
3 – Características do produto	5
4 – Instruções de segurança.....	7
5 – Operação e perigos	9
6 – Utilização e montagem	10
7 – Bateria e carregamento	13
8 – Verificação e manutenção.....	15
9 – Solução de problemas.....	16
10 – Garantia.....	17

1. PARTES DA CADEIRA ITAKA



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL SUPERLEVE

A cadeira de rodas elétrica iTaka é superleve, pesando apenas 15,8 kg sem bateria, graças à sua estrutura em alumínio, mantendo uma grande resistência e suportando até 136 kg.

O seu design compacto tem uma largura total de 56,5 cm e uma profundidade de 75 cm com os apoios para os pés dobrados, facilitando a condução e as manobras em espaços apertados.

Equipado com dois motores de 150 W, atinge uma velocidade máxima de 6 km/h. Além disso, oferece a opção de uma ou duas baterias de 12 Ah ou 15 Ah, sendo que a configuração 2 x 15 Ah permite uma autonomia de até 35 km.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ITAKA



INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	56,5 cm
Profundidade com apoios para os pés dobrados	75 cm
Profundidade total	100 cm
Paragem total	90 cm
Altura do assento ao chão	48 cm

Medidas dobradas



Largura dobrada	32 cm
Profundidade dobrada	71 cm
Profundidade dobrada sem anti-tombamento	68 cm
Dobrado alto	70 cm

Peso

Peso total (sem bateria)	15,80 kg
Peso total (com bateria de 12 Ah)	17,60 kg
Peso total (com bateria de 15 Ah)	17,65 kg
Peso total (com 2 baterias de 12 Ah)	19,40 kg
Peso total (com 2 baterias de 15 Ah)	19,50 kg
Peso máximo suportado	136 kg

Material Alumínio

Cor Preto mate com detalhes em azul



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento	38 cm
Largura útil para sentar	46 cm
Profundidade do assento	42 cm

Motor

Motor	2 x 150 W
Bateria	12 Ah / 15 Ah / 2 x 12 Ah / 2 x 15 Ah (lítio)
Número de baterias	1 o 2
Autonomia	10 - 15 km (12 Ah) / 12 - 17 km (15 Ah) 25 - 30 km (2 x 12 Ah) / 30 - 35 (2 x 15 Ah)
Velocidade máxima	6 km/h
Carregador externo	2 Ah

Apoio de braço

Comprimento do apoio de braço	26 cm
Largura do apoio de braço	5 cm
Tipo de apoio de braço	Dobrável

Encosto


Largura do encosto	41 cm
Altura do encosto	42 cm
Tipo de encosto	Partido

Rodas

Medidas da roda dianteira	Ø18 cm
Medidas da roda traseira	Ø30 cm
Largura das rodas dianteiras	4 cm
Largura das rodas traseiras	4,5 cm
Tipo de rodas	Sólido

Outras características

Altura máxima dos lancis	4 cm
Bolsa	23 cm x 23 cm (largura x altura)
Cinto de segurança	Sim
Buzina	Sim
Luzes LED	Não (Lightcare opcional)
Gradiente máximo de escalada	9°
Raio de viragem	90 cm
Apoio para os pés	Dobrável e regulável em altura
Rodas anti-tombamento	Sim, removível
Tipo de travões	Eletromagnético



4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

4.1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar a sua cadeira iTaka e certifique-se de que compreende estas peças e de que estão presentes.



CUIDADO

- Não conduza em estradas movimentadas, estradas com lama, gravilha, buracos, neve ou gelo, ou em estradas que não estejam protegidas.
- Nunca tente modificar fisicamente a cadeira iTaka, incluindo a adição de componentes de terceiros, uma vez que as alterações anularão a sua garantia e provavelmente afetarão a conformidade e a avaliação de riscos.
- Não mova o corpo repentinamente, pois a cadeira pode ficar instável. Incline-se para a frente ao subir e para trás ao descer, controle a velocidade para a posição mais baixa.

Observação: Ao utilizar a sua cadeira elétrica em ruas ou passeios, aplicam-se as leis e regulamentos locais.

4.2. AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA

OBLIGATORIO: Este manual do utilizador deve ser lido e compreendido na íntegra antes de operar e conduzir o iTaka.

AVISO: O não cumprimento das instruções descritas neste manual pode resultar em danos na cadeira elétrica ou ferimentos corporais no utilizador.

AVISO: Nunca exceda a carga máxima permitida. Ver ficha técnica.

AVISO: Nunca conduza a cadeira elétrica sob o efeito de medicamentos ou álcool. Se estiver a tomar medicamentos, verifique com o seu médico se a sua capacidade de controlar a cadeira elétrica não será afetada.

A cadeira de rodas elétrica iTaka foi concebida exclusivamente para ser utilizada por uma única pessoa com mobilidade reduzida;

AVISO: Nunca tente subir ou descer da cadeira elétrica sem primeiro desligar o joystick. Isto evitará que a cadeira iTaka se mova caso ocorra um contacto acidental com o joystick.

AVISO: Nunca suba ou desça uma encosta com uma altura superior à máxima recomendada (9°).

AVISO: Nunca atravesse uma encosta, rampa, etc., em qualquer direção.

AVISO: Nunca utilize a cadeira elétrica sem as rodas antiderrapantes devidamente instaladas.

AVISO: Não utilize a cadeira iTaka em areia, terrenos irregulares ou superfícies molhadas e/ou escorregadias.

AVISO: Esta cadeira elétrica não se destina a ser utilizada como assento em veículos motorizados. A cadeira iTaka pode falhar em caso de impacto com o veículo, causando ferimentos ao ocupante da cadeira elétrica ou a outras pessoas.

AVISO: Não utilize a cadeira elétrica se esta estiver partida ou não estiver a funcionar corretamente.

AVISO: Antes de se inclinar ou esticar para a frente, apoie sempre o rabo no encosto da cadeira e olhe em frente, com as rodas.

AVISO: Nunca se coloque de pé no apoio para os pés, pois a cadeira elétrica pode tombar e causar ferimentos ao utilizador.

AVISO: Coloque sempre a cadeira elétrica numa superfície estável e plana antes de subir ou descer da mesma.

AVISO: As rodas antiderrapantes só são eficazes em superfícies firmes; Em solo macio, como relva, neve ou lama, podem afundar. Além disso, ao exceder a inclinação máxima, estas rodas podem não evitar uma queda para trás.

4.3. USO PRETENDIDO

Pode ser usado tanto em ambientes interiores como exteriores e em espaços pequenos. O seu principal objetivo é proporcionar um transporte confortável ao utilizador. No entanto, é importante salientar que o peso e as dimensões do utilizador devem ser limitados a 136 kg. Além disso, esta cadeira não deve ser utilizada por pessoas com limitações físicas ou mentais evidentes que as impeçam de a manusear em segurança.

4.4. CONTRAINDICAÇÃO

O iTaka foi concebido exclusivamente para o transporte de adultos, excluindo mercadorias, e crianças com menos de 16 anos. Da mesma forma, não deve ser utilizado por pessoas com limitações físicas ou mentais que comprometam a sua capacidade de o manusear em segurança no trânsito. Estas limitações podem incluir hemiplegia, paraplegia, perturbações mentais ou deficiência visual. É essencial ter em conta estas contraindicações para garantir a segurança do utilizador e de todos os que o rodeiam.

4.5. NOTAS SOBRE A COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

É importante notar que as fontes de ondas eletromagnéticas, como os telemóveis, têm o potencial de causar interferências na cadeira elétrica. Da mesma forma, a eletrónica interna da cadeira elétrica também pode afetar o funcionamento de outros dispositivos elétricos.

Para atenuar o efeito destas interferências eletromagnéticas, é fundamental seguir estes avisos:

⚠ AVISO: A cadeira elétrica pode interromper o funcionamento de dispositivos próximos que emitem campos eletromagnéticos.

⚠ AVISO: Os campos eletromagnéticos, como os gerados por geradores elétricos ou fontes de alta potência, podem afetar o desempenho de condução do iTaka.

⚠ AVISO: Evite utilizar televisores ou rádios portáteis perto da cadeira elétrica enquanto esta estiver em funcionamento para evitar interferências.

⚠ AVISO: Antes de utilizar a cadeira elétrica, verifique a presença de antenas transmissoras na zona e evite utilizá-la perto das mesmas para evitar possíveis interferências.

⚠ AVISO: Caso note algum movimento não intencional ou travagem inesperada, desligue a cadeira elétrica assim que for seguro para evitar situações perigosas.

4.6. POSSÍVEIS FONTES DE RADIAÇÃO:

Algumas fontes comuns de radiação incluem:

- Instalações de recetores e transmissores portáteis, tais como dispositivos com antenas fixas montadas diretamente na unidade transmissora.
- Telemóveis ou "walkie talkies".
- TV portátil, rádio e dispositivos de navegação.
- Outros dispositivos de streaming pessoais.
- Dispositivos móveis de transmissão e receção de médio alcance, como antenas de automóveis com a antena montada no exterior do veículo.
- Conjuntos fixos de transmissão e receção.
- Dispositivos de transmissão fixos e móveis
- receção.
- Sistemas fixos de rádio, TV e navegação.
- Dispositivos de transmissão e receção de longo alcance.
- Torres de rádio e televisão.
- Dispositivos de rádio.

É importante notar que outros eletrodomésticos, como leitores de CD, computadores portáteis, telefones sem fios, rádios AM/FM, máquinas de barbear elétricas e secadores de cabelo, geralmente não afetarão a sua cadeira elétrica, desde que estejam em boas condições de funcionamento e a sua cablagem esteja em boas condições. No entanto, é aconselhável seguir as instruções de operação fornecidas com estes dispositivos elétricos para garantir um funcionamento sem problemas da cadeira elétrica.

4.7. RECOMENDAÇÕES:

Evite utilizar dispositivos portáteis, como rádios de banda larga (CB), ou ligar dispositivos de comunicação pessoal, como telemóveis, enquanto o veículo estiver em funcionamento.

Esteja atento a transmissores próximos, como estações de rádio ou televisão, e tente evitar aproximar-se deles para minimizar possíveis interferências eletromagnéticas.

Caso note um movimento involuntário ou liberação do travão, desligue o veículo motorizado assim que for seguro fazê-lo.

Note que a adição de acessórios ou componentes, ou qualquer modificação no veículo motorizado, pode aumentar a sua suscetibilidade à interferência eletromagnética. É importante ter este fator em consideração ao fazer modificações na cadeira elétrica.

5. OPERAÇÃO E PERIGOS

5.1. ANTES DE SE SENTAR NA SUA CADEIRA ITAKA

- Antes de utilizar a sua cadeira iTaka, é essencial realizar algumas verificações para garantir a sua segurança e o seu bom funcionamento:
- Certifique-se de que o interruptor da caixa da bateria está na posição "I".
- Verifique se as manetes da roda livre estão na posição "Drive - lock with side D".
- Verifique se a bateria está totalmente carregada.
- Não se esqueça de apertar o cinto de segurança.
- Verifique se a cadeira elétrica está totalmente aberta e se os tubos do assento estão corretamente posicionados nos apoios laterais.
- Certifique-se de que a alavanca do joystick está desligada para evitar movimentos acidentais caso haja contacto acidental com o joystick.

5.2. COMEÇAR

- Certifique-se de que está sentado em segurança.
- Verifique se os apoios para os pés estão ajustados à altura correta para os seus pés.

5.3. ENDEREÇO

- Utilize o joystick para conduzir a cadeira elétrica. É recomendável definir a velocidade para o nível mais baixo até ganhar experiência e prática no manuseamento.
- Mantenha espaço suficiente ao rodar a cadeira elétrica para garantir que as rodas estão livres de obstáculos.
- Seja especialmente cauteloso ao conduzir em marcha-atrás.

5.4. CONDUÇÃO EM DECLIVES, SUBIDAS E RAMPAS

- Não suba ou desça rampas que excedam o limite recomendado (9°).
- Ao subir ou descer encostas, caminhe sempre em linha reta.
- Evite conduzir em declives em qualquer direção, pois pode fazer com que a cadeira iTaka tombe e cause ferimentos graves.
- Tente manter a cadeira elétrica em movimento quando sobe ou desce uma encosta. Se precisar de parar, reinicie e acelere lenta e cuidadosamente.
- Note que a distância de travagem da cadeira elétrica pode ser consideravelmente maior em declives do que em terrenos planos.

6. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

6.1. PAINEL DE CONTROLO DA CADEIRA iTAKA

Botão ON/OFF: Pressione uma vez para ligar a cadeira elétrica e novamente para a desligar.

Controlador de joystick: controle a direção do movimento. Empurre para a frente para avançar, puxe para trás para recuar, para a esquerda para virar à esquerda e para a direita para virar à direita.

Indicador de bateria: apresenta o nível de carga da bateria. Verde indica carga completa, âmbar indica carga média e vermelho indica necessidade de recarga.

Indicador de velocidade: apresenta a velocidade definida com os botões de baixa ou alta velocidade.

Botão de alta velocidade: pressione para aumentar a velocidade.

Botão de baixa velocidade: pressione para diminuir a velocidade.

Regulação da velocidade: A cadeira de rodas elétrica possui 5 níveis de velocidade:

Nível 1: 2 km/h

Nível 2: 3 km/h

Nível 3: 4 km/h

Nível 4: 5 km/h

Nível 5: 6 km/h (velocidade máxima)

Botão de buzina: Ative uma buzina de aviso para alertar outras pessoas.



CUIDADO


É proibido desligar a energia durante a condução, pois pode fazer com que a cadeira iTaka pare repentinamente e tombe.




6.2. DOBRAR E DESDOBRAR

Exibido

Retire a cadeira de rodas da caixa. Levante a cadeira até que os pinos de mola engrenhem na alavanca de empurrar.



Utilizando as duas mãos, pressione as barras transversais do assento até que a cadeira de rodas esteja totalmente desdobrada.



Por fim, baixe completamente os apoios para os pés. Uma vez posicionado, desdobre as plataformas do apoio para os pés para baixo. Agora a cadeira iTaka estará completamente pronta para utilizar.



Dobrável

Segure o estofamento do assento como mostra a imagem da direita e puxe para cima com as duas mãos para fechar a estrutura da cadeira. Segure os lados de ambos os lados e empurre-os para dentro simultaneamente até que a cadeira de rodas esteja dobrada.



Segure o guidador e pressione o botão de dobragem. Entretanto, levante ligeiramente o guidador até que o perno de mola saia do furo na manga do guidador. Em seguida, dobre o guidador para baixo.



CUIDADO

Certifique-se de que não existem obstáculos à volta da cadeira iTaka antes de a abrir ou dobrá-la.

Antes de abrir ou dobrar este produto, preste atenção aos seus dedos e mantenha as mãos afastadas das articulações mecânicas para evitar beliscá-las.

Não se sente nem conduza esta cadeira de rodas elétrica quando estiver dobrada ou parcialmente aberta.

6.3. USO DO CINTO DE SEGURANÇA

Fixe a fivela do cinto de segurança e pressione para desabotoar.

Alinhe o fivela à medida que encaixa e pressione para baixo até ouvir o "clique".

Por favor, aperte o cinto de segurança quando estiver sentado na cadeira.



6.4. UTILIZANDO O ELEVADOR DO APOIO DE BRAÇO

Os apoios de braços da cadeira iTaka podem ser dobrados para facilitar a transferência para a cadeira.

Para desbloquear o sistema e dobrar ou baixar o apoio de braço, basta puxar a fivela lateral e mover o apoio de braço para a posição desejada.



6.5. CONTROLO DE BATERIA

Ativação e desativação da bateria: Utilize o botão de alimentação para ligar ou desligar a bateria. Quando o botão **"ON"** é pressionado, a bateria é ativada. Para o desativar, pressione o botão **"OFF"**.



Troca de bateria: se a sua cadeira iTake estiver equipada com duas baterias, utilize o botão abaixo para selecionar qual pretende utilizar. Pressione o botão **"II"** para ativar a bateria esquerda e **"I"** para a bateria direita.

Se selecionou um lado que não está lá bateria, a cadeira iTake não funcionará.



6.6. AJUSTE DE ALTURA DOS APOIOS PARA OS PÉS

Desaperte os parafusos e as porcas utilizando uma chave de bocas de 10 mm e uma chave Allen de 5 mm. Em seguida, troque os furos para ajustar a altura desejada.



6.7. UTILIZANDO O TRAVÃO DE LIBERTAÇÃO (RODA LIVRE)

Puxe a alavanca para a posição aberta **"N"** para desbloquear os travões e permitir o empurrão manual da cadeira; Nesta posição, a função elétrica é desativada. Para ativar o modo elétrico, empurre a alavanca para a posição fechada **"D"**; Nesta configuração, a cadeira não pode ser empurrada manualmente.



6.8. RODAS ANTI-ROLAMENTO

A cadeira de rodas está equipada com rodas antiderrapantes. Para os remover, basta pressionar o sistema de libertação rápida. É recomendável manter sempre as rodas antiderrapantes instaladas para evitar que a cadeira tombe.



6.9. MONTAGEM E DESMONTAGEM DO JOYSTICK DE COMANDO

Insira o suporte do controlador superior no tubo fixo do apoio de braço, como mostra a imagem, e aperte-o com o botão.

Opere no sentido oposto se estiver a conduzir com a mão esquerda.



6.10. MONTAGEM DA BATERIA

Fixe as caixas de baterias em ambos os lados da cadeira de rodas, desde que tenha a versão iTaka com duas baterias. Cada caixa tem quatro ranhuras e um cilindro na parte traseira, que devem estar alinhadas com os orifícios e os pontos de apoio do suporte da bateria. Em seguida, pressione firmemente até ouvir um "clique", certificando-se de que as pilhas estão corretamente encaixadas.



Antes de montar a bateria, certifique-se de que alinha o cilindro atrás da caixa da bateria com o orifício no suporte da bateria, o que pode facilmente fixar a bateria no lugar.

6.11. REMOVENDO A BATERIA

Pressione o botão na caixa da bateria e levante-a para a retirar.



CUIDADO

Para utilizar a cadeira, certifique-se de que o interruptor está na posição "ON", ou seja, que a alimentação está ligada.

Segure a caixa da bateria com as duas mãos para evitar que caia ao montar ou desmontar a caixa da bateria.

7. BATERIA E CARREGAMENTO

7.1. INFORMAÇÕES GERAIS E INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO


- A sua cadeira elétrica requer uma bateria de lítio selada e isenta de manutenção. A bateria é recarregada utilizando o sistema de carregamento externo fornecido.
- Carregue totalmente a bateria da cadeira elétrica durante pelo menos 10 a 12 horas antes de a utilizar pela primeira vez. A bateria nova atingirá a sua capacidade máxima após ter sido sujeita a aproximadamente 10 a 20 ciclos de carga (período de rodagem). Este período de rodagem é necessário para que a bateria funcione em plena capacidade e tenha uma longa vida útil.
- Mantenha a bateria totalmente carregada para que a sua cadeira elétrica funcione sem problemas. Carregue a bateria diariamente após cada descarga, mesmo após uma descarga parcial. Dependendo do nível de descarga, pode demorar até 12 horas para que a bateria seja novamente totalmente carregada.
- Se o indicador da bateria atingir a faixa de LED

vermelho, carregue a bateria durante pelo menos 16 horas, ignorando a indicação de carga total!

- Mesmo que a cadeira elétrica não seja utilizada durante um longo período de tempo, a bateria deve ser carregada regularmente para garantir que se mantém totalmente carregada.
- Não mantenha a bateria num estado de carga baixa sem a recarregar completamente regularmente.
- Não carregue a bateria a temperaturas extremas. Não é recomendado carregar a bateria a temperaturas superiores a 40°C (104°F) ou inferiores a 10°C (50°F).
- Proteja o seu carregador de fontes de calor, como aquecedores e luz solar direta. Se o carregador de bateria sobreaquecer, a corrente de carga será reduzida e o processo de carregamento será atrasado.
- Em ambientes frios ou de baixa temperatura, a capacidade da bateria pode diminuir 15% a 30%.

7.2. CARREGUE AS BATERIAS

- Certifique-se de que lê e compreende o manual do utilizador do carregador de bateria, se fornecido, bem como as notas de segurança do carregador.
- Desligue a alimentação da cadeira elétrica.
- Decida qual a tomada de carregamento a utilizar, pode escolher entre duas tomadas de carregamento:
 1. Carregue a partir da caixa da bateria.
 2. Carregue na tomada do joystick.



Observação: O botão na caixa da bateria deve ser ajustado para "ON" durante o carregamento, ou seja, carregando com a alimentação ligada.



AVISO: Antes de iniciar o carregamento, certifique-se de que liga o interruptor da caixa da bateria.

- Insira a ficha do carregador na tomada elétrica.
- Não ligue o carregador de bateria até que todas as fichas estejam no lugar.
- Durante o carregamento, a luz LED no carregador de bateria ficará âmbar.
- Quando as baterias estiverem totalmente carregadas, a luz LED no carregador de baterias ficará verde.
- Desligue a alimentação elétrica do carregador antes de retirar a ficha do carregador da tomada de carregamento.

AVISO: Evite colocar a bateria perto de fontes de calor, como o fogo ou o aquecedor.

AVISO: Existe o risco de explosão e destruição das baterias se for utilizado um carregador inco-

rreto. Utilize apenas o carregador de bateria fornecido pela TotalCare Europe com a sua cadeira iTaka.

AVISO: Nunca tente abrir ou desmontar o carregador. Se o carregador de bateria não estiver a funcionar corretamente, contacte o seu revendedor autorizado.

AVISO: Não utilize a bateria se esta libertar odor, gerar calor ou apresentar qualquer anormalidade. Se a bateria estiver a ser utilizada ou recarregada, retire-a imediatamente do aparelho ou do carregador e interrompa a utilização.

AVISO: Proteja sempre o carregador de água e carregue-o num ambiente seco para evitar riscos de choque elétrico e danos.

AVISO: Não tente recarregar as baterias ligando os cabos diretamente aos terminais da bateria, pois pode provocar curto-circuitos e choque elétrico.

AVISO: Utilize um cabo de extensão apenas se for absolutamente necessário e certifique-se de que está em boas condições para evitar riscos de incêndio e choque.

AVISO: Não utilize a cadeira elétrica enquanto as baterias estiverem a carregar para evitar ferimentos e danos.

AVISO: Para o carregamento mais eficiente e seguro das baterias da sua cadeira elétrica, utilize apenas o carregador fornecido como equipamento original com o seu produto.

AVISO: Não tente remover ou reinstalar a bateria da caixa. Em caso de qualquer problema, contacte o seu fornecedor autorizado.

AVISO: Se o seu carregador de bateria não estiver concebido para utilização no exterior, evite expô-lo a condições meteorológicas adversas ou extremas para evitar danos.

AVISO: Não armazene nem utilize a bateria em locais expostos a altas temperaturas, pois pode reduzir o seu desempenho e encurtar a sua vida útil. Evite deixar a bateria no carro em dias quentes ou em zonas com luz solar direta.

8. VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Proteja a sua cadeira elétrica fazendo verificações regulares. Recomendamos vivamente que leve a sua cadeira iTaka para ser verificada pelo menos uma vez por ano pelo seu ortopedista, que utilizará apenas as peças de substituição corretas. Esta inspeção periódica irá garantir que a sua cadeira elétrica funcionará perfeitamente nos próximos anos. Há muitas coisas que pode fazer para manter a sua cadeira elétrica em ótimas condições. Verifique a cadeira regularmente e mantenha-a em ótimas condições.

8.1. PNEUS E RODAS

- Verifique periodicamente o desgaste dos pneus e substitua-os quando necessário, sempre na ortopedia onde adquiriu a sua cadeira iTaka.
- Certifique-se de que as rodas se podem mover livremente sem tocar em nada. A roda dianteira e o garfo devem mover-se livremente para garantir uma viagem suave.

8.2. ESTRUTURA TRANSVERSAL

- Verifique se a estrutura transversal da cadeira de rodas está em boas condições. Certifique-se de que a cadeira de rodas é fácil de dobrar e desdobrar.

8.3. ESTOFADOS

- Verifique se existem furos, fissuras ou pontos desgastados no tecido.
- Verifique se os olhais de montagem dos estofos estão devidamente alinhados e fixos.

8.4. LIMPEZA

- Limpe regularmente os estofos, o chassis, os componentes plásticos e as peças não elétricas da cadeira elétrica com um pano seco ou húmido.
- Não utilize água, óleo ou outras soluções químicas para limpar a sua cadeira elétrica. Tenha cuidado para não pulverizar água na cadeira elétrica, pois pode danificar os componentes eletrónicos.

8.5. FIM DE USO

O símbolo significa que o produto deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico, de acordo com as leis e regulamentos locais. No final da vida útil da cadeira de rodas, leve-a para o local de reciclagem designado. A triagem e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem é feita de forma ecológica.

A reciclagem de cada peça deve ser realizada por uma organização de reciclagem autorizada e designada, de acordo com as leis e regulamentos locais. Quanto às peças de plástico, estrutura e tubagens, podem ser entregues a unidades profissionais de reciclagem para eliminação após o término da sua utilização.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Pode deduzir qual é o defeito pelo número de sinais sonoros.

A lista de verificação que se segue é para autoajuda. Tente resolver o problema seguindo primeiro a lista e, depois, consulte o seu ortopedista se o problema persistir.

Assobio	Problema	Solução
1	Baixa voltagem	Carregue a cadeira de rodas
2 / 3	Motor esquerdo	Verifique o cabo do motor esquerdo
4 / 5	Motor direito	Verifique o cabo do motor correto
6	Sobrecorrente	Verifique se a cadeira de rodas está presa
7	Comando de videojogo	Verifique o cabo do joystick
8	Controlador	Verifique o cabo do joystick

9.1. TROCA DE BATERIA:

Recomenda-se a troca da bateria uma vez por ano. Para tal, é recomendável que se dirija à loja de artigos ortopédicos onde adquiriu a cadeira iTaka, onde poderão efetuar a troca de forma adequada e utilizando baterias compatíveis com o modelo de cadeira elétrica fornecido pela TotalCare Europe.

9.2. TROCA DE PNEUS:

É recomendável trocar os pneus quando o desgaste estiver a meio. Para tal, é aconselhável contactar o seu ortopedista, que poderá oferecer pneus TotalCare Europe adequados para a sua cadeira de rodas elétrica iTaka e efetuar a troca corretamente.

10. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.



iTAKA



Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas elétrica dobrável iTaka

V1 · 10/03/2025