



9300

Ajudas de banho

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BSDPAL9300FB

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz significar que os nossos produtos oferecem o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova **cadeira de ducho 9300**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 – Partes	4
2 – Descrição	4
3 – Manutenção e limpeza	4
4 – Características técnicas	5
5 – Instalação e utilização.....	6
6 – Garantia.....	7

1. PARTES DO CADEIRA 9300



2. DESCRIÇÃO DO CADEIRA 9300

CADEIRA DE DUCHE COM ASSENTO EM FERRADURA

A cadeira de duche 9300 com encosto foi concebido para facilitar a higiene pessoal das pessoas com problemas de mobilidade reduzida, mas que mantêm uma certa capacidade de movimento e um certo grau de estabilidade quando sentadas.

Destaca-se pela sua estrutura de alumínio que evita os efeitos da corrosão que poderia ser causada pelo contacto contínuo com a água.

3. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CADEIRA 9300

- Por favor, verifique se todas as peças estão bem presas antes de as utilizar.
- Sugerimos que seja acompanhado por um assistente.
- Não utilizar numa rampa. Tenha cuidado quando utilizar numa superfície escorregadia.
- Manter a mesma altura de todos os 4 tubos ao ajustar.
- Deve ouvir um "clique" quando a cópia de segurança é instalada.
- As ventosas nas pernas são feitas de plástico. Por favor, substitua-as quando estiverem desgastadas.
- Transporte: Este produto precisa de ser armazenado num ambiente seco, estável, não corrosivo e longe da chuva.
- Limpar o produto com um pano macio e seco.
- Eliminar o produto de acordo com os regulamentos ambientais locais.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CADEIRA 9300

9300



Medidas

Largura total	73 cm
Profundidade total	55 cm
Altura total (altura ajustável - 6 níveis)	79,5 - 89,5 cm
Altura do assento ao chão	43 - 53 cm
Largura do assento	68 cm
Profundidade do assento	41 cm
Largura do encosto	39 cm
Altura do encosto	22,5 cm

Peso

Peso total	4,25 kg
Peso máximo suportado	100 kg

Material Plástico e alumínio

Cor Branco

5. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CADEIRA 9300



- Verifique se todas as peças estão no lugar antes de montar a sua cadeira de banho. **1**
- Primeiro, pegue nas três plataformas brancas e coloque-as em linha, uma atrás da outra. A seguir, colocar as barras de alumínio, a mais comprida de todas, em ambas as extremidades. Colocar 6 parafusos, os mais curtos. **2**
- Agora, pegue na peça em forma de C, que é a mais pequena, e coloque a peça em ambas as extremidades. Depois, colocar os parafusos mais longos entre os orifícios visíveis da cadeira, o parafuso deve passar tanto pelas barras de alumínio como pela peça em forma de C, e colocar a porca. **3**
- É assim que deve ser a base da sua cadeira de banho. **4**
- Em terceiro lugar, deve pegar na peça em forma de C, mas a mais longa. Voltar a apanhar um parafuso longo e repetir a mesma acção que acima. **5**
- Desaparafusar 4 buracos, que são iguais e não descontínuos, nestes quatro buracos, será colocada a base que segura o encosto. **6**
- Coloque a peça seguinte, como mostra a figura, tire os parafusos mais compridos. **7**
- Repetir a acção acima referida. Repetir a acção acima referida. **8**
- Em penúltimo, deve aparafusar as barras que seguram o encosto no lugar, que são quatro. **9**
- Por último, colocar os tubos, basta inseri-los, assim que faça "clique", significa que foram inseridos corretamente. **10**

Na fotografia 8, pode colocar as barras de alumínio no lado esquerdo da fotografia e o mesmo com o apoio de braço, decide onde é mais confortável para si.

6. GARANTIA DO CADEIRA 9300

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Cadeira de duche 9300

V3 · 22/04/2022