

**NEO**  
CUSHION VISCO



## Neo Cushion Visco

Cuscino antidecubito

### MANUALE D'ISTRUZIONE

TCOJVISCONEO

oltre 50 anni di vita senza limiti

#### ! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DA TOTALCARE EUROPA

# TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA

Grazie per aver acquistato un prodotto da IM byTotalcare Europa.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo significa che i nostri prodotti offrono i migliori vantaggi, permettendoti di godere di più libertà ogni giorno e l'autonomia di cui hai bisogno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. In questo modo potrai familiarizzare con il tuo nuovo cuscino Neo Cushion Visco, che ti consentirà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da esso.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

# INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

- 1 – Parti..... 4
- 2 – Descrizione ..... 4
- 3 – Caratteristiche tecniche ..... 5
- 4 – Istruzioni ..... 5
- 5 – Manutenzione e pulizia ..... 6
- 6 – Composizione ..... 6
- 7 – Garanzia ..... 7

## 1. PARTI



### Fodera che respira e impermeabile

La fodera presenta uno strato superiore elasticizzato in 4 direzioni resistente all'umidità. È fabbricato in spandex di poliestere con rivestimento in TPU.

Riduce la tensione superficiale, migliorando l'immersione all'interno delle forme circolari della schiuma.

### Cerniera



Cerniera resistente all'umidità. Facile da usare per mettere o rimuovere la fodera proteggendo però la schiuma e assicurando una chiusura ermetica.



### Forme circolari di schiuma

Riducono la tensione superficiale e facilitano il supporto alle tuberosità ischiatiche riducendo i punti di pressione.

Forma concava all'estremità del cuscino che permette rilassare il cocchiere, evitando qualsiasi punto di contatto.



### Viscoelastico

che si adatta e ritorna alla sua forma originale. Fa meno resistenza alla spinta dopo la deformazione, fornendo una maggiore immersione. La densità della schiuma è di 75 kg/m<sup>3</sup>.

## 2. DESCRIZIONE

### CUSCINO ANTIDECUBITO CON MEMORY FOAM

Il Neo Cushion Visco è stato progettato per fornire una maggiore immersione.

La schiuma poliuretana viscoelastica è una viscosa elastica con una densità di 75 kg/m<sup>3</sup>.

Il suo design anatomico con forme circolari che riducono la tensione superficiale si adatta alla forma del corpo.

La schiuma viscoelastica è eccellente per fabbricare un cuscino altamente efficace.

L'efficacia non solo proviene dalla qualità dei materiali, ma anche dalle specifiche forme, densità e rivestimenti. Si adatta a tutte le tue esigenze.

### 3. CARATTERISTICHE TECNICHE



Fodera + schiuma di visco



Copertura impermeabile



Schiuma viscoelastica



#### FICHA TÉCNICA - INFORMACIÓN GENERAL

##### Misure

**Tallas** 40x42 cm / 42x42 cm / 45x44 cm

**Alto total** 6 a 8 cm

**Material del cojín** Espuma de poliuretano viscoelástica

**Material de la funda** Spandex de poliéster con revestimiento de TPU.

**Tipo de funda** Impermeable, ignífuga y transpirable



Densidad de espuma 75 kg / m<sup>3</sup>

### 4. ISTRUZIONI PER L'USO

- Consultare sempre con il proprio ortopedico o farmacista per garantire il migliore supporto e utilizzo del cuscino.
- Non lasciare il cuscino all'esterno o esposto al sole. Attenzione: non lasciare il cuscino all'interno di una macchina se la temperatura esterna è elevata. Conservarlo in una stanza asciutta e su una superficie piana per evitare deformazioni e impedire che la fodera si deformi.
- Tenere il cuscino lontano da oggetti taglienti e/o appuntiti per evitare forature e rotture.
- Utilizzare e conservare il cuscino in una posizione piana e non piegata.
- Se si lascia il cuscino in una stanza con una temperatura inferiore a 15°C, estrarre il cuscino dalla scatola e metterlo in una stanza con più di 15°C per almeno 30 minuti.
- Assicurarsi che non vi siano crepe nella base prima dell'uso.
- Trasportarlo in posizione piana per evitare strappi e forature.
- Non utilizzare il cuscino viscoelastico in condizioni di temperatura estreme (superiori a 38°C o 100°F, né inferiori a 0°C o 32°F).
- Evitare di modificare il cuscino viscoelastico.
- Prima dell'uso, verificare che sia correttamente posizionato e fissato alla base del sedile.
- Nel caso in cui non sia stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, il cuscino dovrebbe essere controllato da un tecnico.

## 5. MANUTENZIONE E PULIZIA

### 5.1. 5.1. LAVARE IL CUSCINO

Rimuovere la fodera e pulirlo delicatamente con un panno. Non usare sapone e non immergere in acqua. Dopo averlo pulito, assicurarsi di asciugarlo all'aria aperta prima di utilizzarlo. Rimettere la fodera e assicurarsi che la parte posteriore della fodera combaci con la parte posteriore del cuscino.

Verificare la presenza di fori o strappi prima di collocare la fodera. Nel caso di irregolarità, verificare con l'ortopedico o la farmacia.

### 5.2. LAVARE LA FODERA

Per lavare la fodera, togliere dal cuscino e mettere in lavatrice a 30°C. Asciugarla appiattita e lontano da qualsiasi fonte di calore. Non usare detersivi o stirarlo. Non usare l'asciugatrice.

### 5.3. SMALTIMENTO

Smaltire questo prodotto di conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

## 6. COMPOSIZIONE

Memory foam, poliuretano. I cuscini vengono spediti con una fodera 3D o in poliuretano. Entrambe le fodere sono antiscivolo e sono impermeabili sulla parte superiore.

## 7. GARANZIA

### DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

### COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

### PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com) che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

### QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

**NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.**

**CONTATTA IL TUO FORNITORE.**

## Simboli grafici



Conformidad Europea.



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto.



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Codice prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico